



FICHE DEVIS PATIENT

Phonak Virto B90-312 NW O
 B70-312 NW O
 ✓ B50-312 NW O
 B30-312 NW O

PHONAK
 life is on

Type : ITE Technologie : Plateforme Belong Pertes auditives :
 Classe : II Pile : 312 Légères à sévères

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nb de canaux : 20 16 12 8 Nb de prog. auto. : 6 4 3 2 Prog. auto. : AutoSense OS
 Nb de micro : 1 Nb de prog. sup. : 5 max Prog. de diffusion : Roger/FM
 Niveau de sortie max. : 109/115/119 Gain max. (dB)* : 40/50/60 RogerReady/Directionnel : -
 (dB SPL)* 120/125/129 50/60/70 Consommation (mA)** : 1,2/1,2/1,2

*Coupleur 2cc et simulateur d'oreille pour écouteurs M/P/SP. **Consommation selon IEC 60118-0 : 2015.

FONCTIONNALITÉS

Traitement et optimisation de la parole	✓ SoundRecover2	Comprime et décale en douceur les fréquences aiguës vers une zone audible.
	Speech in Wind	-
	✓ FlexControl	Ajustements ciblés qui optimisent l'audibilité ou le confort.
	✓ FlexVolume	Ajustements ciblés sur la parole.
	Balance Environnementale	-
	DuoPhone	-
Directivité microphonique	UltraZoom	-
	UltraZoom et RSB-Plus	-
	Real Ear Sound	-
	StereoZoom	-
	ZoomControl	-
Qualité sonore	WindBloc	-
	✓ NoiseBloc	Réduction haute résolution des sons gênants.
	EchoBloc	-
	SoundRelax	-
Anti larsen	✓ LarsenBloc	Elimine les sifflements.
Option de mémoire	✓ DataLogging	Enregistre l'activité de l'aide auditive et les adaptations du patient au quotidien.
Autres options	QuickSync	-
	✓ Tinnitus Balance	Génère un son utilisé dans les thérapies sonores de gestion des acouphènes.
	✓ auto Acclimatation	Augmentation automatique du gain avec durée ajustable.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Bouton-poussoir :	Oui	Résistant à l'eau :	Non
Contrôle de volume :	Oui	Couplage acoustique :	-
Bobine d'induction :	Oui	Compatibilité CROS / BiCROS :	Non
Indice de protection :	-	Poids (g) :	-
Entrée audio directe :	Non	Témoin lumineux :	Non

CONNECTIVITÉ / TÉLÉCOMMANDES

Microphones Roger :	Roger Pen, Roger Clip-On Mic, Roger Table Mic, Roger Touchscreen Mic	Télécommandes :	-
Microphone Bluetooth :	-	Connectivité :	-

Pour plus d'informations, www.phonakpro.fr/virto-b