



FICHE DEVIS PATIENT

Phonak Virto B90-10 NW O
 ✓ B70-10 NW O
 B50-10 NW O
 B30-10 NW O

Type : ITE	Technologie : Plateforme Belong	Pertes auditives :
Classe : II	Pile : 10	Légères à moyennement-sévères

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nb de canaux :	20 16 12 8	Nb de prog. auto. :	6 4 3 2	Prog. auto. :	AutoSense OS
	✓		✓	Prog. de diffusion :	Roger/FM
Nb de micro :	1	Nb de prog. sup. :	5 max	RogerReady/Directionnel :	-
Niveau de sortie max. (dB SPL)*	109/115/119 120/125/129	Gain max. (dB)* :	40/50/60 50/60/70	Consommation (mA)** :	1,2/1,2/1,2

*Coupleur 2cc et simulateur d'oreille pour écouteurs M/P/SP. **Consommation selon IEC 60118-0 : 2015.

FONCTIONNALITÉS

Traitement et optimisation de la parole	✓ SoundRecover2	Comprime et décale en douceur les fréquences aiguës vers une zone audible.
	Speech in Wind	-
	✓ FlexControl	Ajustements ciblés qui optimisent l'audibilité ou le confort.
	✓ FlexVolume	Ajustements ciblés sur la parole.
	Balance Environnementale	-
	DuoPhone	-
	Booster Large Bande	-
Directivité microphonique	UltraZoom	-
	UltraZoom et RSB-Plus	-
	Real Ear Sound	-
	StereoZoom	-
	ZoomControl	-
Qualité sonore	WindBloc	-
	✓ NoiseBloc	Réduction haute résolution des sons gênants.
	EchoBloc	-
	✓ SoundRelax	Atténuation des sons impulsionnels.
Anti larsen	✓ LarsenBloc	Elimine les sifflements.
Option de mémoire	✓ DataLogging	Enregistre l'activité de l'aide auditive et les adaptations du patient au quotidien.
Autres options	QuickSync	-
	✓ Tinnitus Balance	Génère un son utilisé dans les thérapies sonores de gestion des acouphènes.
	✓ auto Acclimatation	Augmentation automatique du gain avec durée ajustable.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Bouton-poussoir :	Oui	Résistant à l'eau :	Oui
Contrôle de volume :	Non	Couplage acoustique :	-
Bobine d'induction :	Oui	Compatibilité CROS / BiCROS :	Non
Indice de protection :	IP68	Poids (g) :	-
Entrée audio directe :	Non	Témoin lumineux :	Non

CONNECTIVITÉ / TÉLÉCOMMANDES

Microphones Roger :	Roger Pen, Roger Clip-On Mic, Roger Table Mic, Roger Touchscreen Mic	Télécommande :	Mini Control
Microphone Bluetooth :	-	Connectivité :	-

Pour plus d'informations, www.phonakpro.fr/virto-b