



# FICHE DEVIS PATIENT

Phonak Virto™

- M90-10 NW O (Premium) ● ● ●
- M70-10 NW O (Avancé) ● ●
- ✓ M50-10 NW O (Standard) ●

**PHONAK**  
life is on\*



Gestionnaire  
d'acouphènes



Bobine T  
(Option)

## Description

Virto M-10 NW O est une aide auditive sur-mesure, esthétiquement attrayante, qui apporte les meilleures performances. Virto M-10 NW O est dédié aux pertes auditives légères à sévères et offre des performances optimales grâce à un gain sup. à 30 dB. Alimenté par une batterie de taille 10, ce modèle favorise avant tout la discrétion et le design. Tous nos modèles bénéficient d'une garantie légale en France de 4 ans.

## Caractéristiques

		90	70	50
Performances	Niveau de performances	Premium	Avancé	Standard
	Canaux de réglages	20	16	12
	Bandes de filtrage de la compression	64	64	64
AutoSense OS™ 3.0	Parole en voiture	●		
	Situation réverbérante	●		
	Parole dans le bruit intense			
	Musique	●	●	
	Confort dans le bruit	●	●	●
	Parole dans le bruit	●	●	●
	Situation calme	●	●	●
Gestion de l'environnement	Gestion du vent - <i>WindBloc / NoiseBloc</i>	● ● ●	● ●	●
	Réducteur de bruit - <i>NoiseBloc</i>	● ● ●	● ●	●
	Réducteur de bruit d'impact - <i>SoundRelax / Compression</i>	● ● ●	● ●	●
	Localisation du bruit / parole - <i>UltraZoom</i>	33	12	1
	Traitement Binaurale - <i>TBVS</i>	● ● ●	● ●	●
LPP	Classe	II	II	II

## Autres situations

Télécommande	MiniControl
--------------	-------------