



FICHE DEVIS PATIENT

Phonak Virto™ ✓ M50-10 NW O (Standard) ●

PHONAK
life is on™



Gestionnaire
d'acouphènes



Bobine T
(Option)

Description

Virto M-10 NW O est une aide auditive sur-mesure, esthétiquement attrayante, qui apporte les meilleures performances. Virto M-10 NW O est dédié aux pertes auditives légères à sévères et offre des performances optimales grâce à un gain sup. à 30 dB. Alimenté par une batterie de taille 10, ce modèle favorise avant tout la discrétion et le design. Tous nos modèles bénéficient d'une garantie légale en France de 4 ans.

Caractéristiques

		50
Performances	Niveau de performances	Standard
	Canaux de réglages	12
	Bandes de filtrage de la compression	64
AutoSense OS™ 3.0	Parole en voiture	
	Situation réverbérante	
	Parole dans le bruit intense	
	Musique	
	Confort dans le bruit	●
	Parole dans le bruit	●
	Situation calme	●
Gestion de l'environnement	Gestion du vent - <i>WindBloc / NoiseBloc</i>	●
	Réducteur de bruit - <i>NoiseBloc</i>	●
	Réducteur de bruit d'impact - <i>SoundRelax / Compression</i>	●
	Localisation du bruit / parole - <i>UltraZoom</i>	1
	Traitement Binaurale - <i>TBVS</i>	●
LPP	Classe	II

Autres situations

Télécommande

MiniControl