



# FICHE DEVIS PATIENT

Phonak Virto™ ✓ M70-312 NW O (Avancé) ● ●

**PHONAK**  
life is on\*



Gestionnaire  
d'acouphènes



Bobine T  
(Option)

## Description

Virto M-312 NW O est une aide auditive sur-mesure, esthétiquement attrayante, qui apporte les meilleures performances. Virto M-312 NW O est dédié aux pertes auditives légères à sévères et offre des performances optimales grâce à un gain sup. à 30 dB. Alimenté par une batterie de taille 312, ce modèle est un excellent compromis entre discrétion et autonomie. Tous nos modèles bénéficient d'une garantie légale en France de 4 ans.

## Caractéristiques

		70
Performances	Niveau de performances	Avancé
	Canaux de réglages	16
	Bandes de filtrage de la compression	64
AutoSense OS™ 3.0	Parole en voiture	
	Situation réverbérante	
	Parole dans le bruit intense	
	Musique	●
	Confort dans le bruit	●
	Parole dans le bruit	●
	Situation calme	●
Gestion de l'environnement	Gestion du vent - <i>WindBloc / NoiseBloc</i>	● ●
	Réducteur de bruit - <i>NoiseBloc</i>	● ●
	Réducteur de bruit d'impact - <i>SoundRelax / Compression</i>	● ●
	Localisation du bruit / parole - <i>UltraZoom</i>	12
	Traitement Binaurale - <i>TBVS</i>	● ●
LPP	Classe	II

## Autres situations

Télécommande

MiniControl