



FICHE DEVIS PATIENT

Phonak Virto™ ✓ M90-10 NW O (Premium) ● ● ●

PHONAK
life is on*



Gestionnaire
d'acouphènes



Bobine T
(Option)

Description

Virto M-10 NW O est une aide auditive sur-mesure, esthétiquement attrayante, qui apporte les meilleures performances. Virto M-10 NW O est dédié aux pertes auditives légères à sévères et offre des performances optimales grâce à un gain sup. à 30 dB. Alimenté par une batterie de taille 10, ce modèle favorise avant tout la discrétion et le design. Tous nos modèles bénéficient d'une garantie légale en France de 4 ans.

Caractéristiques

| | | 90 |
|----------------------------|---|---------|
| Performances | Niveau de performances | Premium |
| | Canaux de réglages | 20 |
| | Bandes de filtrage de la compression | 64 |
| AutoSense OS™ 3.0 | Parole en voiture | ● |
| | Situation réverbérante | ● |
| | Parole dans le bruit intense | |
| | Musique | ● |
| | Confort dans le bruit | ● |
| | Parole dans le bruit | ● |
| | Situation calme | ● |
| Gestion de l'environnement | Gestion du vent - <i>WindBloc / NoiseBloc</i> | ● ● ● |
| | Réducteur de bruit - <i>NoiseBloc</i> | ● ● ● |
| | Réducteur de bruit d'impact - <i>SoundRelax / Compression</i> | ● ● ● |
| | Localisation du bruit / parole - <i>UltraZoom</i> | 33 |
| | Traitement Binaurale - <i>TBVS</i> | ● ● ● |
| LPP | Classe | II |

Autres situations

Télécommande

MiniControl