



FICHE DEVIS PATIENT

Phonak Virto™

M90-Titanium (Premium) ● ● ●
✓ M70-Titanium (Avancé) ● ●

PHONAK
life is on*



Gestionnaire
d'acouphènes



Bobine T
(Option)

Description

Virto M-Titanium est l'aide auditive sur-mesure en titane de type intra-auriculaire la plus discrète de notre gamme. Virto M-Titanium est dédié aux pertes auditives légères à sévères et offre des performances optimales grâce à un gain sup. à 30 dB. Alimenté par une batterie de taille 10, ce modèle favorise avant tout la discrétion et le design. Tous nos modèles bénéficient d'une garantie légale en France de 4 ans.

Caractéristiques

		90	70
Performances	Niveau de performances	Premium	Avancé
	Canaux de réglages	20	16
	Bandes de filtrage de la compression	64	64
AutoSense OS™ 3.0	Parole en voiture	●	
	Situation réverbérante	●	
	Parole dans le bruit intense		
	Musique	●	●
	Confort dans le bruit	●	●
	Parole dans le bruit	●	●
	Situation calme	●	●
Gestion de l'environnement	Gestion du vent - <i>WindBloc / NoiseBloc</i>	● ● ●	● ●
	Réducteur de bruit - <i>NoiseBloc</i>	● ● ●	● ●
	Réducteur de bruit d'impact - <i>SoundRelax / Compression</i>	● ● ●	● ●
	Localisation du bruit / parole - <i>UltraZoom</i>	33	12
	Traitement Binaurale - <i>TBVS</i>	● ● ●	● ●
LPP	Classe	II	II

Autres situations

Télécommande

MiniControl