



# FICHE DEVIS PATIENT

Phonak Virto™ ✓ M30-312 (Essentiel)

**PHONAK**  
life is on™



Applications intelligentes



Kit mains-libres stéréo



Bluetooth stéréo audio



Suivi à distance



Gestionnaire d'acouphènes



Bobine T (option)

## Description

Virto M-312 est une aide auditive sur-mesure, esthétiquement attrayante, qui apporte les meilleures performances. Virto M-312 est dédié aux pertes auditives légères à sévères et offre des performances optimales grâce à un gain sup. à 30 dB. Alimenté par une batterie de taille 312, ce modèle est un excellent compromis entre discrétion et autonomie. Grâce à son Bluetooth intégré, Virto M-312 permet de se connecter sans accessoire aux smartphones Android™ et iOS® pour le téléphone, l'écoute de la musique et aux applications dédiées. Tous nos modèles bénéficient d'une garantie légale en France de 4 ans.

## Caractéristiques

		30
Performances	Niveau de performances	Essentiel
	Canaux de réglages	8
	Bandes de filtrage de la compression	64
AutoSense OS™ 3.0	Parole en voiture	
	Situation réverbérante	
	Parole dans le bruit intense	
	Musique	
	Confort dans le bruit	
	Parole dans le bruit	●
Gestion de l'environnement	Situation calme	●
	Gestion du vent - <i>WindBloc / NoiseBloc</i>	- / ●
	Réducteur de bruit - <i>NoiseBloc</i>	●
	Réducteur de bruit d'impact - <i>SoundRelax / Compression</i>	- / ●
	Localisation du bruit / parole - <i>UltraZoom</i>	1
LPP	Traitement Binaurale - <i>TBVS</i>	●
	Classe	I

## Connectivité

Connexion TV et multimédia	Airstream
Connectivité Roger	RogerDirect
Téléphonie et multimédia - Android / iOS	Bluetooth HFP, A2DP
Application Smartphone - Android / iOS	Bluetooth BLE

## eSolutions

Suivi à distance (Remote Support)	Oui
Télécommande via application	Oui
Ajustement personnalisé	Oui

Les eSolutions sont disponibles via l'application myPhonak (disponible en téléchargement sur Google Play et App Store®\*\*).

## Conversation directe

Interlocuteur unique	PartnerMic
Pour le travail	Roger Table Mic
Pour l'école	Roger On, Roger Select, Roger TouchScreen
Vie quotidienne et loisirs	Roger On, Roger Select

## Autres situations

Pour la télévision	TV Connector
Télécommande	RemoteControl

\*MFA - Made For All - Connectivité universelle \*\*Crédits : Apple, le logo Apple, iPhone, iPad et iOS sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays - iTunes est une marque de service d'Apple Inc. - Android, Google Play, et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google Inc.