



FICHE DEVIS PATIENT



Phonak Audéo™

- L90-RL (Premium)
- ✓ L70-RL (Avancé)
- L50-RL (Standard)



Rechargeable
Lithium-ion



Applications
intelligentes



Kit mains-
libres stéréo



Bluetooth®
stéréo audio



Connectivité
universelle (MFA*)



Réglage à
distance



Gestionnaire
d'acouphènes



Capteur de
mouvements



Étanche
NOUVEAU

Description

Basée sur la plateforme Lumity, Audéo L-RL (Life) est une solution étanche (jusqu'à 50 cm de profondeur) avec écouteur dans le conduit conçue pour vous faciliter la vie et qui s'adapte automatiquement à chaque son. Audéo L-RL est dédiée aux pertes auditives légères à sévères et offre des performances optimales grâce à un gain supérieur à 30 dB. Ces aides auditives bénéficient de la technologie lithium-ion avec charge par induction pour un plus grand confort de manipulation. Modèles garantis 4 ans.

Caractéristiques

		90	70	50
		Premium	Avancé	Standard
Performances	Niveau de performances			
	Canaux de réglages	20	20	16
	Bandes de filtrage	64	64	64
AutoSense OS™ 5.0 NOUVEAU	Parole en voiture	●		
	Situation réverbérante	●		
	Parole dans le bruit intense	●	Manuel	
	Musique	●	●	
	Confort dans le bruit	●	●	●
	Parole dans le bruit	●	●	●
	Situation calme	●	●	●
Technologie SmartSpeech™ NOUVEAU	SpeechSensor NOUVEAU	●		
	Renforcement de la parole	●		
	Suppression dynamique du bruit	●	●	
	Focalisation de la parole - <i>UltraZoom</i>	33	33	33
	Focalisation binaurale de la parole - <i>ZoomControl / StereoZoom 2.0</i> NOUVEAU	●	●	
	Focalisation avec capteur de mouvements	●	●	●
Gestion de l'environnement	Écouteur ActiveVent™ (en option) NOUVEAU	●	●	●
	Gestion du vent - <i>WindBloc</i>	●	●	●
	Réducteur de bruit - <i>NoiseBloc</i>	●●●	●●	●
Contrôle tactile	Réducteur de bruit d'impact - <i>SoundRelax / Compression</i>	●/●	●/●	-/●
	Appel téléphonique, assistant vocal et diffusion audio	●	●	
LPP	Classe	II	II	II

Connectivité

Connectivité audio Phonak	Roger™ / AirStream™
Téléphonie et multimédia Android / iOS	Bluetooth® HFP 1.6 Bande passante étendue à 6,75 kHz Bluetooth A2DP 8 appairages / 2 connexions simultanées
Application Smartphone Android / iOS	Bluetooth® BLE 6 appairages

Conversation directe

Interlocuteur unique	PartnerMic™
Pour le travail	Roger Table Mic
Pour l'école	Roger On™, Select™, TouchScreen™
Vie quotidienne et loisirs	Roger On™, Roger Select™

eSolutions

Réglage à distance	Oui
Télécommande (Personnalisation des réglages)	Oui
Suivi de santé :	
- Podomètre, activité physique	Oui
- Distance parcourue	Oui
- Fréquence cardiaque	Non

Autres situations

Pour la télévision	TV Connector
Télécommande	RemoteControl

Les eSolutions sont disponibles via l'application myPhonak (disponible en téléchargement sur Google Play et App Store®**).

*MFA - Made For All - Connectivité universelle **Crédits : Apple, le logo Apple, iPhone, iPad et iOS sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays - iTunes est une marque de service d'Apple Inc. - Android, Google Play, et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google Inc.