



# FICHE DEVIS PATIENT

Phonak Audéo™ ✓ L90-R (Premium)

**PHONAK**



Rechargeable  
Lithium-ion



Applications  
intelligentes



Kit mains-  
libres stéréo



Bluetooth®  
stéréo audio



Connectivité  
universelle (MFA\*)



Réglage à  
distance



Gestionnaire  
d'acouphènes



Capteur de  
mouvements

## Description

Basée sur la plateforme Lumity, Audéo L-R est une solution avec écouteur dans le conduit conçue pour vous faciliter la vie et qui s'adapte automatiquement à chaque son. Audéo L-R est dédiée aux pertes auditives légères à sévères et offre des performances optimales grâce à un gain supérieur à 30 dB. Ces aides auditives bénéficient de la technologie lithium-ion et apportent un plus grand confort de manipulation. Modèles garantis 4 ans.

## Caractéristiques

		90
Performances	Niveau de performances	Premium
	Canaux de réglages	20
	Bandes de filtrage	64
AutoSense OS™ 5.0 <b>NOUVEAU</b>	Parole en voiture	●
	Situation réverbérante	●
	Parole dans le bruit intense	●
	Musique	●
	Confort dans le bruit	●
	Parole dans le bruit	●
	Situation calme	●
Technologie SmartSpeech™ <b>NOUVEAU</b>	SpeechSensor <b>NOUVEAU</b>	●
	Renforcement de la parole	●
	Suppression dynamique du bruit	●
	Focalisation de la parole - <i>UltraZoom</i>	33
	Focalisation binaurale de la parole - <i>ZoomControl / StereoZoom 2.0</i> <b>NOUVEAU</b>	●
	Focalisation avec capteur de mouvements	●
Gestion de l'environnement	Ecouteur ActiveVent™ (en option) <b>NOUVEAU</b>	●
	Gestion du vent - <i>WindBloc</i>	●
	Réducteur de bruit - <i>NoiseBloc</i>	●●●
Contrôle tactile	Réducteur de bruit d'impact - <i>SoundRelax / Compression</i>	● / ●
	Appel téléphonique, assistant vocal et diffusion audio	●
LPP	Classe	II

## Connectivité

Connectivité audio Phonak	Roger™ / AirStream™
Téléphonie et multimédia Android / iOS	Bluetooth® HFP 1.6 Bande passante étendue à 6,75 kHz Bluetooth A2DP 8 appairages / 2 connexions simultanées
Application Smartphone Android / iOS	Bluetooth® BLE 6 appairages

## Conversation directe

Interlocuteur unique	PartnerMic™
Pour le travail	Roger Table Mic
Pour l'école	Roger On™, Select™, TouchScreen™
Vie quotidienne et loisirs	Roger On™, Roger Select™

## eSolutions

Réglage à distance	Oui
Télécommande (Personnalisation des réglages)	Oui
Suivi de santé :	
- Podomètre, activité physique	Oui
- Distance parcourue	Oui
- Fréquence cardiaque	Non

## Autres situations

Pour la télévision	TV Connector
Télécommande	RemoteControl

Les eSolutions sont disponibles via l'application myPhonak (disponible en téléchargement sur Google Play et App Store®\*\*).

\*MFA - Made For All - Connectivité universelle \*\*Crédits : Apple, le logo Apple, iPhone, iPad et iOS sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays - iTunes est une marque de service d'Apple Inc. - Android, Google Play, et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google Inc.