



FICHE DEVIS PATIENT



Phonak Audéo™

- P90-RL (Premium)
- ✓ P70-RL (Avancé)
- P50-RL (Standard)



Rechargeable
Lithium-ion



Applications
intelligentes



Kit mains-
libres stéréo



Bluetooth®
stéréo audio



Connectivité
universelle (MFA*)



Réglage à
distance



Gestionnaire
d'acouphènes



Capteur de
mouvements



Étanche
NOUVEAU

Description

Dotée de la dernière puce PRISM, Audéo P-RL (Life) est une solution étanche (jusqu'à 50 cm de profondeur) avec écouteur dans le conduit conçue pour vous faciliter la vie et qui s'adapte automatiquement à chaque son. Audéo P-RL est dédiée aux pertes auditives légères à sévères et offre des performances optimales grâce à un gain supérieur à 30 dB. Ces aides auditives bénéficient de la technologie lithium-ion avec charge par induction pour un plus grand confort de manipulation. Grâce à son Bluetooth intégré, Audéo P-RL permet de se connecter aux smartphones, tablettes, ordinateurs et télévisions. Modèles garantis 4 ans.

Caractéristiques

		90	70	50
		Premium	Avancé	Standard
Performances	Niveau de performances			
	Canaux de réglages	20	20	16
	Bandes de filtrage	64	64	64
AutoSense OS™ 4.0	Parole en voiture	●		
	Situation réverbérante	●		
	Parole dans le bruit intense	●	Manuel	
	Musique	●	●	
	Confort dans le bruit	●	●	●
	Parole dans le bruit	●	●	●
	Situation calme	●	●	●
Gestion de l'environnement	Suppression dynamique du bruit	●		
	Renforcement de la parole	●		
	Gestion du vent - <i>WindBloc / NoiseBloc</i>	●●● / ●●●	●● / ●●	- / ●
	Réducteur de bruit - <i>NoiseBloc</i>	●●●	●●	●
	Réducteur de bruit d'impact - <i>SoundRelax / Compression</i>	●●● / ●●●	●● / ●●	- / ●
	Localisation du bruit / parole - <i>UltraZoom</i>	33	12	1
	Traitement Binaurale - <i>TBVS</i>	●●●	●●	●
Contrôle tactile	Appel téléphonique, assistant vocal et diffusion audio	●	●	
LPP	Classe	II	II	II

Connectivité

Connectivité audio Phonak	Roger™ / AirStream™
Téléphonie et multimédia - Android / iOS	Bluetooth® HFP, A2DP 8 appairages 2 connexions simultanées
Application Smartphone - Android / iOS	Bluetooth® BLE 6 appairages

Les eSolutions sont disponibles via l'application myPhonak (disponible en téléchargement sur Google Play et App Store®**).

Conversation directe

Interlocuteur unique	PartnerMic™
Pour le travail	Roger Table Mic
Pour l'école	Roger On™, Select™, TouchScreen™
Vie quotidienne et loisirs	Roger On™, Roger Select™

eSolutions

Réglage à distance	Oui
Télécommande (Personnalisation des réglages)	Oui
Suivi de santé :	
- Podomètre, activité physique	Oui
- Distance parcourue	Non
- Fréquence cardiaque	Non

Autres situations

Pour la télévision	TV Connector
Télécommande	RemoteControl

*MFA - Made For All - Connectivité universelle **Crédits : Apple, le logo Apple, iPhone, iPad et iOS sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays - iTunes est une marque de service d'Apple Inc. - Android, Google Play, et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google Inc.