



FICHE DEVIS PATIENT

Phonak Audéo™ ✓ M90-13T (Premium) ●●●
 M70-13T (Avancé) ●●
 M50-13T (Standard) ●



Applications intelligentes



Kit mains-libres stéréo



Bluetooth stéréo audio



Connectivité universelle (MFA*)



Suivi à distance



Gestionnaire d'acouphènes



Bobine T

Description

Audéo M-13T est une solution avec écouteur dans le conduit conçue pour vous faciliter la vie et qui s'adapte automatiquement à chaque son. Audéo M-13T est dédiée aux pertes auditives légères à sévères et offre des performances optimales grâce à un gain supérieur à 30 dB. Alimenté par une batterie de taille 13, ce modèle offre une très bonne autonomie. Grâce à son Bluetooth intégré, Audéo M-13T permet de se connecter sans accessoire aux smartphones Android™ et iOS® pour le téléphone, l'écoute de la musique et aux applications dédiées. Tous nos modèles bénéficient d'une garantie légale en France de 4 ans.

Caractéristiques

| | | 90 | 70 | 50 |
|----------------------------|---|---------|--------|----------|
| Performances | Niveau de performances | Premium | Avancé | Standard |
| | Canaux de réglages | 20 | 16 | 12 |
| | Bandes de filtrage de la compression | 64 | 64 | 64 |
| AutoSense OS™ 3.0 | Parole en voiture | ● | | |
| | Situation réverbérante | ● | | |
| | Parole dans le bruit intense | ● | Manuel | |
| | Musique | ● | ● | |
| | Confort dans le bruit | ● | ● | ● |
| | Parole dans le bruit | ● | ● | ● |
| | Situation calme | ● | ● | ● |
| Gestion de l'environnement | Gestion du vent - <i>WindBloc / NoiseBloc</i> | ●●● | ●● | ● |
| | Réducteur de bruit - <i>NoiseBloc</i> | ●●● | ●● | ● |
| | Réducteur de bruit d'impact - <i>SoundRelax / Compression</i> | ●●● | ●● | ● |
| | Localisation du bruit / parole - <i>UltraZoom</i> | 33 | 12 | 1 |
| | Traitement Binaurale - <i>TBVS</i> | ●●● | ●● | ● |
| LPP | Classe | II | II | II |

Connectivité

| | |
|--|---------------------|
| Connexion TV et multimédia | Airstream |
| Connectivité Roger | RogerDirect |
| Téléphonie et multimédia - Android / iOS | Bluetooth HFP, A2DP |
| Application Smartphone - Android / iOS | Bluetooth BLE |

eSolutions

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Suivi à distance (Remote Support) | Oui |
| Télécommande via application | Oui |
| Ajustement personnalisé | Oui |
| Journal auditif (Hearing Diary) | Oui |

Les eSolutions sont disponibles via l'application myPhonak (disponible en téléchargement sur Google Play et App Store®**).

Conversation directe

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Interlocuteur unique | PartnerMic |
| Pour le travail | Roger Table Mic |
| Pour l'école | Roger Select, Roger TouchScreen |
| Vie quotidienne et loisirs | Roger Select, Roger Pen |

Autres situations

| | |
|--------------------|---------------|
| Pour la télévision | TV Connector |
| Télécommande | RemoteControl |

*MFA - Made For All - Connectivité universelle **Crédits : Apple, le logo Apple, iPhone, iPad et iOS sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays - iTunes est une marque de service d'Apple Inc. - Android, Google Play, et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google Inc.