



FICHE DEVIS PATIENT

Phonak Audéo™ ✓ M90-RT (Premium) ● ● ●

PHONAK
life is on™



Rechargeable
Lithium-ion



Applications
intelligentes



Kit mains-
libres stéréo



Bluetooth
stéréo audio



Connectivité
universelle (MFA*)



Suivi à
distance



Gestionnaire
d'acouphènes



Bobine T

Description

Audéo M-RT est une solution avec écouteur dans le conduit conçue pour vous faciliter la vie et qui s'adapte automatiquement à chaque son. Audéo M-RT est dédiée aux pertes auditives légères à sévères et offre des performances optimales grâce à un gain supérieur à 30 dB. Ces aides auditives bénéficient de la technologie lithium-ion et apportent un grand confort de manipulation et d'autonomie. Grâce à son Bluetooth intégré, Audéo M-RT permet de se connecter sans accessoire aux smartphones Android™ et iOS® pour le téléphone, l'écoute de la musique et aux applications dédiées. Tous nos modèles bénéficient d'une garantie légale en France de 4 ans.

Caractéristiques

		90
Performances	Niveau de performances	Premium
	Canaux de réglages	20
	Bandes de filtrage	64
AutoSense OS™ 3.0	Parole en voiture	●
	Situation réverbérante	●
	Parole dans le bruit intense	●
	Musique	●
	Confort dans le bruit	●
	Parole dans le bruit	●
	Situation calme	●
Gestion de l'environnement	Gestion du vent - <i>WindBloc / NoiseBloc</i>	● ● ●
	Réducteur de bruit - <i>NoiseBloc</i>	● ● ●
	Réducteur de bruit d'impact - <i>SoundRelax / Compression</i>	● ● ●
	Localisation du bruit / parole - <i>UltraZoom</i>	33
	Traitement Binaurale - <i>TBVS</i>	● ● ●
LPP	Classe	II

Connectivité

Connexion TV et multimédia	Airstream
Connectivité Roger	RogerDirect
Téléphonie et multimédia - Android / iOS	Bluetooth HFP, A2DP
Application Smartphone - Android / iOS	Bluetooth BLE

eSolutions

Suivi à distance (Remote Support)	Oui
Télécommande via application	Oui
Ajustement personnalisé	Oui
Journal auditif (Hearing Diary)	Oui

Les eSolutions sont disponibles via l'application myPhonak (disponible en téléchargement sur Google Play et App Store®**).

Conversation directe

Interlocuteur unique	PartnerMic
Pour le travail	Roger Table Mic
Pour l'école	Roger Select, Roger TouchScreen
Vie quotidienne et loisirs	Roger Select, Roger Pen

Autres situations

Pour la télévision	TV Connector
Télécommande	RemoteControl

*MFA - Made For All - Connectivité universelle **Crédits : Apple, le logo Apple, iPhone, iPad et iOS sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays - iTunes est une marque de service d'Apple Inc. - Android, Google Play, et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google Inc.

Pour plus d'informations, www.phonak.fr/audeomarvel

*la vie s'exprime