



FICHE DEVIS PATIENT

Phonak Audéo™ ✓ M30-312T (Essentiel) ●

PHONAK
life is on™



Applications intelligentes



Kit mains-libres stéréo



Bluetooth stéréo audio



Connectivité universelle (MFA*)



Suivi à distance



Gestionnaire d'acouphènes



Bobine T

Description

Audéo M-312T est une solution avec écouteur dans le conduit conçue pour vous faciliter la vie et qui s'adapte automatiquement à chaque son. Audéo M-312T est dédiée aux pertes auditives légères à sévères et offre des performances optimales grâce à un gain supérieur à 30 dB. Alimenté par une batterie de taille 312, ce modèle est un excellent compromis entre discrétion et autonomie. Grâce à son Bluetooth intégré, Audéo M-312T permet de se connecter sans accessoire aux smartphones Android™ et iOS® pour le téléphone, l'écoute de la musique et aux applications dédiées. Tous nos modèles bénéficient d'une garantie légale en France de 4 ans.

Caractéristiques

		30
Performances	Niveau de performances	Essentiel
	Canaux de réglages	8
	Bandes de filtrage	64
AutoSense OS™ 3.0	Parole en voiture	
	Situation réverbérante	
	Parole dans le bruit intense	
	Musique	
	Confort dans le bruit	
	Parole dans le bruit	●
	Situation calme	●
Gestion de l'environnement	Gestion du vent - <i>WindBloc / NoiseBloc</i>	- / ●
	Réducteur de bruit - <i>NoiseBloc</i>	●
	Réducteur de bruit d'impact - <i>SoundRelax / Compression</i>	- / ●
	Localisation du bruit / parole - <i>UltraZoom</i>	1
	Traitement Binaurale - <i>TBVS</i>	●
LPP	Classe	I

Connectivité

Connexion TV et multimédia	Airstream
Connectivité Roger	RogerDirect
Téléphonie et multimédia - Android / iOS	Bluetooth HFP, A2DP
Application Smartphone - Android / iOS	Bluetooth BLE

eSolutions

Suivi à distance (Remote Support)	Oui
Télécommande via application	Oui
Ajustement personnalisé	Oui

Les eSolutions sont disponibles via l'application myPhonak (disponible en téléchargement sur Google Play et App Store®**).

Conversation directe

Interlocuteur unique	PartnerMic
Pour le travail	Roger Table Mic
Pour l'école	Roger On, Roger Select, Roger TouchScreen
Vie quotidienne et loisirs	Roger On, Roger Select

Autres situations

Pour la télévision	TV Connector
Télécommande	RemoteControl

*MFA - Made For All - Connectivité universelle **Crédits : Apple, le logo Apple, iPhone, iPad et iOS sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays - iTunes est une marque de service d'Apple Inc. - Android, Google Play, et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google Inc.