



# FICHE DEVIS PATIENT



Phonak Audéo™

- P90-13T (Premium) ● ● ●
- ✓ P70-13T (Avancé) ● ●
- P50-13T (Standard) ●



Applications intelligentes



Kit mains-libres stéréo



Bluetooth® stéréo audio



Connectivité universelle (MFA\*)



Suivi à distance



Gestionnaire d'acouphènes



Bobine T

## Description

Dotée de la dernière puce PRISM, Audéo P-13T est une solution avec écouteur dans le conduit conçue pour vous faciliter la vie et qui s'adapte automatiquement à chaque son. Audéo P-13T est dédiée aux pertes auditives légères à sévères et offre des performances optimales grâce à un gain supérieur à 30 dB. Alimenté par une pile de taille 13, ce modèle offre une très bonne autonomie. Grâce à son Bluetooth intégré, Audéo P-13T permet de se connecter sans accessoire aux smartphones Android™ et iOS® pour le téléphone, l'écoute de la musique et aux applications dédiées. Modèles garantis 4 ans.

## Caractéristiques

		90	70	50
Performances		Premium	Avancé	Standard
Niveau de performances				
Canaux de réglages		20	20	16
Bandes de filtrage		64	64	64
AutoSense OS™ 4.0 <b>NOUVEAU</b>	Parole en voiture	●		
	Situation réverbérante	●		
	Parole dans le bruit intense	●	Manuel	
	Musique	●	●	
	Confort dans le bruit	●	●	●
	Parole dans le bruit	●	●	●
	Situation calme	●	●	●
Gestion de l'environnement	Suppression dynamique du bruit <b>NOUVEAU</b>	●		
	Réhausseur de parole <b>NOUVEAU</b>	●		
	Gestion du vent - <i>WindBloc / NoiseBloc</i>	●●● / ●●●	●● / ●●	- / ●
	Réducteur de bruit - <i>NoiseBloc</i>	●●●	●●	●
	Réducteur de bruit d'impact - <i>SoundRelax / Compression</i>	●●● / ●●●	●● / ●●	- / ●
	Localisation du bruit / parole - <i>UltraZoom</i>	33	12	1
Traitement Binaurale - <i>TBVS</i>	●●●	●●	●	
LPP	Classe	II	II	II

## Connectivité

Connectivité audio Phonak	Roger™ / AirStream™
Téléphonie et multimédia - Android / iOS	Bluetooth® HFP, A2DP 8 appairages 2 connexions simultanées
Application Smartphone - Android / iOS	Bluetooth® BLE 6 appairages

## eSolutions

Suivi à distance (Remote Support)	Oui
Télécommande via application	Oui
Ajustement personnalisé	Oui
Journal auditif (Hearing Diary)	Oui

Les eSolutions sont disponibles via l'application myPhonak (disponible en téléchargement sur Google Play et App Store®\*\*).

## Conversation directe

Interlocuteur unique	PartnerMic™
Pour le travail	Roger Table Mic
Pour l'école	Roger Select™, Roger TouchScreen™
Vie quotidienne et loisirs	Roger Select™, Roger Pen™

## Autres situations

Pour la télévision	TV Connector
Télécommande	RemoteControl

\*MFA - Made For All - Connectivité universelle \*\*Crédits : Apple, le logo Apple, iPhone, iPad et iOS sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays - iTunes est une marque de service d'Apple Inc. - Android, Google Play, et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google Inc.