



# FICHE DEVIS PATIENT



Phonak Audéo™

- P90-RT (Premium) ● ● ●
- ✓ P70-RT (Avancé) ● ●
- P50-RT (Standard) ●



Rechargeable  
Lithium-ion



Applications  
intelligentes



Kit mains-  
libres stéréo



Bluetooth®  
stéréo audio



Connectivité  
universelle (MFA\*)



Suivi à  
distance



Gestionnaire  
d'acouphènes



Capteur de  
mouvements  
**NOUVEAU**



Bobine T

## Description

Dotée de la dernière puce PRISM, Audéo P-RT est une solution avec écouteur dans le conduit conçue pour vous faciliter la vie et qui s'adapte automatiquement à chaque son. Audéo P-RT est dédiée aux pertes auditives légères à sévères et offre des performances optimales grâce à un gain supérieur à 30 dB. Ces aides auditives bénéficient de la technologie lithium-ion et apportent un grand confort de manipulation et d'autonomie. Grâce à son Bluetooth intégré, Audéo P-RT permet de se connecter sans accessoire aux smartphones Android™ et iOS® pour le téléphone, l'écoute de la musique et aux applications dédiées. Modèles garantis 4 ans.

## Caractéristiques

		90	70	50
Performances	Niveau de performances	Premium	Avancé	Standard
	Canaux de réglages	20	20	16
	Bandes de filtrage	64	64	64
AutoSense OS™ 4.0 <b>NOUVEAU</b>	Parole en voiture	●		
	Situation réverbérante	●		
	Parole dans le bruit intense	●	Manuel	
	Musique	●	●	
	Confort dans le bruit	●	●	●
	Parole dans le bruit	●	●	●
	Situation calme	●	●	●
Gestion de l'environnement	Suppression dynamique du bruit <b>NOUVEAU</b>	●		
	Réhausseur de parole <b>NOUVEAU</b>	●		
	Gestion du vent - <i>WindBloc / NoiseBloc</i>	●●● / ●●●	●● / ●●	- / ●
	Réducteur de bruit - <i>NoiseBloc</i>	●●●	●●	●
	Réducteur de bruit d'impact - <i>SoundRelax / Compression</i>	●●● / ●●●	●● / ●●	- / ●
	Localisation du bruit / parole - <i>UltraZoom</i>	33	12	1
	Traitement Binaurale - <i>TBVS</i>	●●●	●●	●
Contrôle tactile	Appel téléphonique, assistant vocal et diffusion audio <b>NOUVEAU</b>	●	●	
LPP	Classe	II	II	II

## Connectivité

Connectivité audio Phonak	Roger™ / AirStream™
Téléphonie et multimédia - Android / iOS	Bluetooth® HFP, A2DP 8 appairages 2 connexions simultanées
Application Smartphone - Android / iOS	Bluetooth® BLE 6 appairages

## eSolutions

Suivi à distance (Remote Support)	Oui
Télécommande via application	Oui
Ajustement personnalisé	Oui
Journal auditif (Hearing Diary)	Oui

Les eSolutions sont disponibles via l'application myPhonak (disponible en téléchargement sur Google Play et App Store®\*\*).

## Conversation directe

Interlocuteur unique	PartnerMic™
Pour le travail	Roger Table Mic
Pour l'école	Roger Select™, Roger TouchScreen™
Vie quotidienne et loisirs	Roger Select™, Roger Pen™

## Autres situations

Pour la télévision	TV Connector
Télécommande	RemoteControl

\*MFA - Made For All - Connectivité universelle \*\*Crédits : Apple, le logo Apple, iPhone, iPad et iOS sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays - iTunes est une marque de service d'Apple Inc. - Android, Google Play, et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google Inc.