



FICHE DEVIS PATIENT

Phonak Audéo™ P90-R Fit (Premium)
P70-R Fit (Avancé)



Rechargeable
Lithium-ion



Applications
intelligentes



Kit mains-
libres stéréo



Bluetooth®
stéréo audio



Connectivité
universelle (MFA*)



Réglage à
distance



Gestionnaire
d'acouphènes



Capteur de
mouvements



Données de santé
NOUVEAU

Description

Dotée de la dernière puce PRISM, Audéo P-R Fit est une solution rechargeable avec écouteur dans le conduit intégrant un capteur de fréquence cardiaque, conçue pour vous faciliter la vie et qui s'adapte automatiquement à chaque son. En suivant la fréquence cardiaque, le nombre de pas et les niveaux d'activité, ces aides auditives peuvent encourager des habitudes saines et créer un plus grand sentiment de bien-être. Elles sont dédiées aux pertes auditives légères à sévères et offre des performances optimales grâce à un gain supérieur à 30 dB. Grâce à son Bluetooth intégré, Audéo P-R Fit permet de se connecter aux smartphones, tablettes, ordinateurs et télévisions. Modèles garantis 4 ans.

Caractéristiques

		90	70
Performances	Niveau de performances	Premium	Avancé
	Canaux de réglages	20	20
	Bandes de filtrage	64	64
AutoSense OS™ 4.0	Parole en voiture	●	
	Situation réverbérante	●	
	Parole dans le bruit intense	●	Manuel
	Musique	●	●
	Confort dans le bruit	●	●
	Parole dans le bruit	●	●
	Situation calme	●	●
Gestion de l'environnement	Suppression dynamique du bruit	●	
	Renforcement de la parole	●	
	Gestion du vent - <i>WindBloc / NoiseBloc</i>	●●● / ●●●	●● / ●●
	Réducteur de bruit - <i>NoiseBloc</i>	●●●	●●
	Réducteur de bruit d'impact - <i>SoundRelax / Compression</i>	●●● / ●●●	●● / ●●
	Localisation du bruit / parole - <i>UltraZoom</i>	33	12
	Traitement Binaurale - <i>TBVS</i>	●●●	●●
Contrôle tactile	Appel téléphonique, assistant vocal et diffusion audio	●	●
LPP	Classe	II	II

Connectivité

Connectivité audio Phonak	Roger™ / AirStream™
Téléphonie et multimédia - Android / iOS	Bluetooth® HFP, A2DP 8 appairages 2 connexions simultanées
Application Smartphone - Android / iOS	Bluetooth® BLE 6 appairages

Les eSolutions sont disponibles via l'application myPhonak (disponible en téléchargement sur Google Play et App Store®**).

Conversation directe

Interlocuteur unique	PartnerMic™
Pour le travail	Roger Table Mic
Pour l'école	Roger On™, Select™, TouchScreen™
Vie quotidienne et loisirs	Roger On™, Roger Select™

Pour plus d'informations, www.phonak.fr/audeo-fit

eSolutions

Réglage à distance	Oui
Télécommande (Personnalisation des réglages)	Oui
Suivi de santé :	
- Podomètre, activité physique	Oui
- Distance parcourue	Oui
- Fréquence cardiaque	Oui

Autres situations

Pour la télévision	TV Connector
Télécommande	RemoteControl

*MFA - Made For All - Connectivité universelle **Crédits : Apple, le logo Apple, iPhone, iPad et iOS sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays - iTunes est une marque de service d'Apple Inc. - Android, Google Play, et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google Inc.