



FICHE DEVIS PATIENT

Phonak Naída™ Link M

PHONAK



Applications intelligentes



Kit mains-libres stéréo



Bluetooth stéréo audio



Connectivité universelle (MFA*)



Suivi à distance



Sécurité enfant



Bobine T

Description

Naída Link M est une solution auditive bimodale innovante spécialement conçue pour les besoins des enfants de tous âges. Naída Link M est dédiée aux pertes auditives moyennes à profondes et offre une excellente écoute grâce à un gain supérieur à 70 dB. Alimenté par une pile de taille 13, ce modèle offre une très bonne autonomie. Grâce à son Bluetooth intégré, Naída Link M permet de se connecter sans accessoire aux smartphones Android™ et iOS® pour le téléphone, l'écoute de la musique et aux applications dédiées. Tous nos modèles bénéficient d'une garantie légale en France de 4 ans.

Caractéristiques

Performances	Canaux de réglages	20
	Bandes de filtrage	64
AutoSense OS™ 3.0	Parole en voiture	●
	Situation réverbérante	●
	Parole dans le bruit intense	●
	Musique	●
	Confort dans le bruit	●
	Parole dans le bruit	●
	Situation calme	●
Gestion de l'environnement	Gestion du vent - <i>WindBloc / NoiseBloc</i>	● / ●
	Réducteur de bruit - <i>NoiseBloc</i>	●
	Réducteur de bruit d'impact - <i>SoundRelax / Compression</i>	● / ●
	Localisation du bruit / parole - <i>UltraZoom</i>	12
	Traitement Binaurale - <i>TBVS</i>	●
LPP	Classe	II

Connectivité

Connectivité audio Phonak	Roger™ / AirStream™
Téléphonie et multimédia - Android / iOS	Bluetooth® HFP, A2DP 8 appairages 2 connexions simultanées
Application Smartphone - Android / iOS	Bluetooth® BLE 6 appairages

Conversation directe

Interlocuteur unique	PartnerMic
Pour le travail	Roger Table Mic
Pour l'école	Roger Select, Roger TouchScreen
Vie quotidienne et loisirs	Roger Select, Roger Pen

Autres situations

Pour la télévision	TV Connector
Télécommande	RemoteControl

*MFA - Made For All - Connectivité universelle **Crédits : Apple, le logo Apple, iPhone, iPad et iOS sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays - iTunes est une marque de service d'Apple Inc. - Android, Google Play, et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google Inc.