



FICHE DEVIS PATIENT

Phonak Slim™ ✓ L90-R Gauche/Droit (Premium) ●●●

PHONAK



Rechargeable
Lithium-ion



Applications
intelligentes



Kit mains-
libres stéréo



Bluetooth®
stéréo audio



Connectivité
universelle



Réglage à
distance



Gestionnaire
d'acouphènes



Capteur de
mouvements

Description

Basée sur la plateforme Lumity, Phonak Slim est une aide auditive dont la fonction est d'amplifier les sons (gain supérieur à 30 dB) et de les transmettre dans l'oreille afin de compenser une perte auditive légère à sévère. Modèle garanti 4 ans.

Caractéristiques

Caractéristiques		90
Performances	Canaux de réglages	20
	Bandes de filtrage	64
AutoSense OS™ 5.0 NOUVEAU	Parole en voiture	●
	Situation réverbérante	●
	Parole dans le bruit intense	●
	Musique	●
	Confort dans le bruit	●
	Parole dans le bruit	●
	Situation calme	●
Technologie SmartSpeech™ NOUVEAU	SpeechSensor NOUVEAU	●
	Renforcement de la parole	●
	Suppression dynamique du bruit	●
	Focalisation de la parole - <i>UltraZoom</i>	33
	Focalisation binaurale de la parole - <i>ZoomControl/StereoZoom 2.0</i> NOUVEAU	● / Auto
	Focalisation avec capteur de mouvements	●
Gestion de l'environnement	Ecouteur ActiveVent™ (en option) NOUVEAU	●
	Gestion du vent - <i>WindBloc</i>	●
	Réducteur de bruit - <i>NoiseBloc</i>	●●●
Contrôle tactile	Réducteur de bruit d'impact - <i>SoundRelax/Compression</i>	● / ●
	Appel téléphonique, assistant vocal et diffusion audio	●
LPP	Classe	2

Connectivité

Connectivité audio Phonak	Roger™ / AirStream™
Téléphonie et multimédia Android / iOS	Bluetooth® HFP 1.6 Bande passante étendue à 6,75 kHz Bluetooth® A2DP 8 apparages / 2 connexions simultanées
Application Smartphone Android / iOS	Bluetooth® BLE 6 apparages

Conversation directe

Interlocuteur unique	PartnerMic™
Travail	Roger Table Mic
Ecole, vie quotidienne	Roger On™, Select™, TouchScreen™

eSolutions

Réglage à distance	Oui
Télécommande (Personnalisation des réglages)	Oui
Suivi de santé :	
- Podomètre, activité physique	Oui
- Distance parcourue	Oui
- Fréquence cardiaque	Non

Autres situations

Pour la télévision	TV Connector
Télécommande	RemoteControl