



FICHE DEVIS PATIENT



Phonak Virto™

- P90-312 NW O (Premium) ● ● ●
- P70-312 NW O (Avancé) ● ●
- ✓ P50-312 NW O (Standard) ●



Gestionnaire d'acouphènes



Bobine T (Option)

Description

Virto P-312 NW O est une aide auditive sur-mesure, esthétiquement attrayante, qui apporte les meilleures performances. Virto P-312 NW O est dédié aux pertes auditives légères à sévères et offre des performances optimales grâce à un gain sup. à 30 dB. Alimenté par une pile de taille 312, ce modèle est un excellent compromis entre discrétion et autonomie. Tous nos modèles bénéficient d'une garantie légale en France de 4 ans.

Caractéristiques

		90	70	50
Performances	Niveau de performances	Premium	Avancé	Standard
	Canaux de réglages	20	20	16
	Bandes de filtrage de la compression	64	64	64
AutoSense OS™ 4.0	Parole en voiture	●		
	Situation réverbérante	●		
	Parole dans le bruit intense			
	Musique	●	●	
	Confort dans le bruit	●	●	●
	Parole dans le bruit	●	●	●
	Situation calme	●	●	●
Gestion de l'environnement	Suppression dynamique du bruit	●		
	Renforcement de la parole	●		
	Gestion du vent - <i>WindBloc / NoiseBloc</i>	●●● / ●●●	●● / ●●	- / ●
	Réducteur de bruit - <i>NoiseBloc</i>	●●●	●●	●
	Réducteur de bruit d'impact - <i>SoundRelax / Compression</i>	●●● / ●●●	●● / ●●	- / ●
	Localisation du bruit / parole - <i>UltraZoom</i>			
	Traitement Binaurale - <i>TBVS</i>			
LPP	Classe	II	II	II

Autres situations

Télécommande	MiniControl
--------------	-------------