



# FICHE DEVIS PATIENT



Phonak Virto™

P90-Titanium (Premium) ● ● ●  
✓ P70-Titanium (Avancé) ● ●



Gestionnaire d'acouphènes



Bobine T (Option)

## Description

Virto P-Titanium est l'aide auditive sur-mesure en titane de type intra-auriculaire la plus discrète de notre gamme. Virto P-Titanium est dédié aux pertes auditives légères à sévères et offre des performances optimales grâce à un gain sup. à 30 dB. Alimenté par une pile de taille 10, ce modèle favorise avant tout la discrétion et le design. Tous nos modèles bénéficient d'une garantie légale en France de 4 ans.

## Caractéristiques

		90	70
Performances	Niveau de performances	Premium	Avancé
	Canaux de réglages	20	20
	Bandes de filtrage de la compression	64	64
AutoSense OS™ 4.0	Parole en voiture	●	
	Situation réverbérante	●	
	Parole dans le bruit intense		
	Musique	●	●
	Confort dans le bruit	●	●
	Parole dans le bruit	●	●
	Situation calme	●	●
Gestion de l'environnement	Suppression dynamique du bruit	●	
	Renforcement de la parole	●	
	Gestion du vent - <i>WindBloc / NoiseBloc</i>	●●● / ●●●	●● / ●●
	Réducteur de bruit - <i>NoiseBloc</i>	●●●	●●
	Réducteur de bruit d'impact - <i>SoundRelax / Compression</i>	●●● / ●●●	●● / ●●
	Localisation du bruit / parole - <i>UltraZoom</i>		
Traitement Binaurale - <i>TBVS</i>			
LPP	Classe	II	II

## Autres situations

Télécommande

MiniControl