



# FICHE DEVIS PATIENT



Phonak Virto™ ✓ P90-312 (Premium)  
 P70-312 (Avancé)  
 P50-312 (Standard)



Applications intelligentes



Kit mains-libres stéréo



Bluetooth stéréo audio



Réglage à distance



Gestionnaire d'acouphènes

## Description

Virto P-312 est une aide auditive sur-mesure, esthétiquement attrayante, qui apporte les meilleures performances. Virto P-312 est dédié aux pertes auditives légères à sévères et offre des performances optimales grâce à un gain sup. à 30 dB. Alimenté par une pile de taille 312, ce modèle est un excellent compromis entre performances et autonomie. Grâce à son Bluetooth intégré, Virto P-312 permet de se connecter aux smartphones, tablettes, ordinateurs et télévisions. Tous les modèles bénéficient d'une garantie légale en France de 4 ans.

## Caractéristiques

		90	70	50
Performances	Niveau de performances	Premium	Avancé	Standard
	Canaux de réglages	20	20	16
	Bandes de filtrage de la compression	64	64	64
AutoSense OS™ 4.0	Parole en voiture	●		
	Situation réverbérante	●		
	Parole dans le bruit intense	●	Manuel	
	Musique	●	●	
	Confort dans le bruit	●	●	●
	Parole dans le bruit	●	●	●
	Situation calme	●	●	●
Gestion de l'environnement	Suppression dynamique du bruit	●		
	Renforcement de la parole	●		
	Gestion du vent - <i>WindBloc / NoiseBloc</i>	●●● / ●●●	●● / ●●	- / ●
	Réducteur de bruit - <i>NoiseBloc</i>	●●●	●●	●
	Réducteur de bruit d'impact - <i>SoundRelax / Compression</i>	●●● / ●●●	●● / ●●	- / ●
	Localisation du bruit / parole - <i>UltraZoom</i>	33	12	1
	Traitement Binaurale - <i>TBVS</i>	●●●	●●	●
LPP	Classe	II	II	II

## Connectivité

Connexion audio Phonak	Roger™ / AirStream™
Téléphonie et multimédia - Android / iOS	Bluetooth® HFP, A2DP 8 appairages 2 connexions simultanées
Application Smartphone - Android / iOS	Bluetooth® BLE 6 appairages

Les eSolutions sont disponibles via l'application myPhonak (disponible en téléchargement sur Google Play et App Store®\*\*).

## Conversation directe

Interlocuteur unique	PartnerMic™
Pour le travail	Roger Table Mic
Pour l'école	Roger On™, Select™, TouchScreen™
Vie quotidienne et loisirs	Roger On™, Roger Select™

## eSolutions

Réglage à distance	Oui
Télécommande (Personnalisation des réglages)	Oui
Suivi de santé :	
- Podomètre, activité physique	Non
- Distance parcourue	Non
- Fréquence cardiaque	Non

## Autres situations

Pour la télévision	TV Connector
Télécommande	RemoteControl

\*MFA - Made For All - Connectivité universelle \*\*Crédits : Apple, le logo Apple, iPhone, iPad et iOS sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays - iTunes est une marque de service d'Apple Inc. - Android, Google Play, et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google Inc.