



FICHE DEVIS PATIENT

Phonak Virto™ ✓ P90-312 NW O (Premium) ● ● ●

PHONAK



Gestionnaire d'acouphènes



Bobine T (Option)

Description

Virto P-312 NW O est une aide auditive sur-mesure, esthétiquement attrayante, qui apporte les meilleures performances. Virto P-312 NW O est dédié aux pertes auditives légères à sévères et offre des performances optimales grâce à un gain sup. à 30 dB. Alimenté par une pile de taille 312, ce modèle est un excellent compromis entre discrétion et autonomie. Tous nos modèles bénéficient d'une garantie légale en France de 4 ans.

Caractéristiques

		90
Performances	Niveau de performances	Premium
	Canaux de réglages	20
	Bandes de filtrage de la compression	64
AutoSense OS™ 4.0	Parole en voiture	●
	Situation réverbérante	●
	Parole dans le bruit intense	
	Musique	●
	Confort dans le bruit	●
	Parole dans le bruit	●
	Situation calme	●
Gestion de l'environnement	Suppression dynamique du bruit	●
	Renforcement de la parole	●
	Gestion du vent - <i>WindBloc / NoiseBloc</i>	●●● / ●●●
	Réducteur de bruit - <i>NoiseBloc</i>	●●●
	Réducteur de bruit d'impact - <i>SoundRelax / Compression</i>	●●● / ●●●
	Localisation du bruit / parole - <i>UltraZoom</i>	
	Traitement Binaurale - <i>TBVS</i>	
LPP	Classe	II

Autres situations

Télécommande	MiniControl
--------------	-------------