

# Phonak Slim™

## Informations produit

Phonak Slim enrichit la gamme Lumity RIC et propose un modèle adapté aux pertes auditives légères à sévères. Phonak Slim est compatible avec quatre écouteurs externes, dont l'écouteur ActiveVent™.

Dotées de la technologie innovante de la plateforme Phonak Lumity, les aides auditives Phonak Slim sont la solution pour les patients qui préfèrent des aides auditives élégantes et uniques.



# Description des produits



Slim L-R  
L90/L70

Bouton multifonctions		•
Bobine d'induction		
Bluetooth®		•
Revêtement hydrophobe		•
Indice IP		IP68 1
Temps de charge <sup>2</sup>	0 % à 100 %	3 h
	30 min d'appareillage	15 min
<b>Écouteur S</b>		
Niveau max. (dB SPL)	Coupleur 2 cm <sup>3</sup>	111
Gain max. (dB)	Coupleur 2 cm <sup>3</sup>	47
Bande passante (Hz)		< 100 - > 8 000
<b>Écouteur M</b>		
Niveau de sortie maximum (dB SPL)	Coupleur 2 cm <sup>3</sup>	114
Gain max. (dB)	Coupleur 2 cm <sup>3</sup>	51
Bande passante (Hz)		< 100 - > 8 000
<b>Écouteur MAV</b>		
Niveau de sortie maximum (dB SPL)	Coupleur 2 cm <sup>3</sup>	119
Gain max. (dB)	Coupleur 2 cm <sup>3</sup>	50
Bande passante (Hz)		< 100 - > 8 000
<b>Écouteur P</b>		
Niveau de sortie maximum (dB SPL)	Coupleur 2 cm <sup>3</sup>	122
Gain max. (dB)	Coupleur 2 cm <sup>3</sup>	59
Bande passante (Hz)		< 100 - 6 300

## Couleurs des boîtiers



**2A**  
Argent/Noir



**3A**  
Graphite/Noir



**4A**  
Cuivre/Noir



**6A**  
Santal/Noir

<sup>1</sup> L'indice IP68 indique que l'aide auditive est résistante à l'eau et à la poussière. Elle n'a pas été endommagée après une immersion continue de 60 minutes dans 1 mètre d'eau fraîche et après 8 heures dans une chambre à poussière, selon la norme CEI60529.

<sup>2</sup> La durée de charge réelle dépend de l'autonomie restante de la batterie, mais n'excédera pas 3 heures.

# Niveaux de performances

AutoSense OS™ 5.0	Premium	Avancé
Situation réverbérante	•	
Parole en voiture	•	
Parole dans le bruit intense	•	
Musique	•	•
Confort dans le bruit	•	•
Parole dans le bruit	•	•
Situation calme	•	•
Parole média + micro	•	•
Musique média + micro	•	•
<b>Programmes supplémentaires</b>		
Programmes supplémentaires max.	4	4
Situation réverbérante	•	
Parole dans le bruit intense	•	•
Conversation à 360°	•	•
Parole dans le bruit	•	•
Situation calme	•	•
Confort dans le bruit	•	•
Musique	•	•
Téléphone acoustique	•	•
Programme personnalisé	•	•
<b>Programmes de diffusion</b>		
RogerDirect + micro	•	•
PartnerMic + micro	•	•
Appel téléphonique + micro	•	•

Fonctions	Premium	Avancé
SpeechSensor	•	
Renforcement de la parole	•	
StereoZoom 2.0	•	•
Suppression dynamique du bruit	•	•
Écouteur ActiveVent	•	•
Directivité avec capteur de mouvements	•	•
RogerDirect™	•	•
Diffusion Roger et directivité	•	•
EchoBloc	•	
Contrôle tactile- Siri/Assistant Google	•	•
- Mettre en pause/ reprendre la diffusion	•	•
- Accepter/mettre fin à un appel téléphonique	•	•
SoundRelax	•	•
DuoPhone	•	•
Real Ear Sound	•	•
Fonctionnalités de santé	•	•
WindBloc	•	•
Correction de sonie	•	•
Tinnitus Balance	•	•
auto Acclimatation	•	•
Balance environnementale	•	•
SoundRecover2	•	•
LarsenBloc	•	•
NoiseBloc	•	•
QuickSync	•	•
AOV	•	•
Canaux d'adaptation fine	20	20

Technologie SmartSpeech™


## Appareillage

	Slim L-R
Phonak Target	8.1 ou version ultérieure
Noahlink Wireless	•


# Couplage acoustique

Longueur	Écouteur S	Écouteur M	Écouteur MAV	Écouteur P
Disponibles dans quatre longueurs différentes (0, 1, 2, 3), en version gauche et droite	•	•	•	•
<b>Dôme</b>				
Dôme cap	•	•		•
Dôme ouvert Disponible en trois tailles (S, M, L)	•	•		•
Dôme obturant Disponible en trois tailles (S, M, L)	•	•		•
Dôme puissant Disponible en trois tailles (S, M, L)	•	•		•
<b>SlimTip*</b>				
Acrylique	•	•		•
Silicone	•	•		•
Titane AV			•	
Universel AV Disponible en quatre formes (A, B, C, D)			•	
<b>Plages d'application</b>				


\*Disponible avec conduit extra long en option




Perte auditive légère à moyennement-sévère.



Perte auditive légère à sévère.



Perte auditive légère à sévère.



Perte auditive légère à sévère.

## Unique. Élégant. Connecté. Avec Phonak Slim.

Phonak Slim est conçu pour répondre au **style de vie et au confort** de vos patients. Grâce à notre technologie innovante SmartSpeech™, vos patients peuvent bénéficier d'une **meilleure compréhension vocale** dans les situations difficiles<sup>1</sup>.

La connectivité universelle des solutions Phonak peut connecter de manière transparente vos patients au monde qui les entoure. myPhonak app leur permet de prendre le contrôle de leur audition, de suivre leurs données de santé et de contacter leur audioprothésiste à distance. Leur centre auditif se trouve ainsi dans le creux de leur main.

<sup>1</sup> Appleton, J. (2020). AutoSense OS 4.0 : beaucoup moins d'effort auditif et préféré pour l'intelligibilité vocale. *Phonak Field Study News* extrait de <https://www.phonak.com/en-int/professionals/guides/evidence-library>, consulté en février 2023.

Latzel, M. et Hobi, S. (2022). Receiver with mechanical vent provides benefit of open and closed acoustics for better speech understanding in noise and naturalness of own voice perception. *Phonak Field Study News* en cours de préparation.

Thibodeau, L. M. (2020). Benefits in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless Microphones in Group Settings. *Journal of the American Academy of Audiology*, 31(6), 404–411.

# Options de charge du Phonak Slim



## Phonak Slim Charger

Le Phonak Slim Charger est compact et doté d'aimants dans les socles de charge ; ils facilitent la pose et le retrait de Phonak Slim. Équipé d'un port de charge USB-C et d'un design compact, le Phonak Slim Charger offre une solution de stockage et de charge pratique.

## Versions Phonak Slim Bluetooth®

Diffusion sans fil d'appels directs / audio

Technologie sans fil Bluetooth® 4.2 et la plupart des téléphones Bluetooth plus anciens

Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par Sonova AG est faite sous licence.

## Gamme de communication sans fil

		Slim L-R L90/L70
Compléments d'écoute	TV Connector	•
	Phonak PartnerMic	•
	Phonak RemoteControl	•
Roger	RogerDirect™	•
Applications	myPhonak	•

Pour plus d'informations, veuillez consulter [www.phonakpro.com/slim](http://www.phonakpro.com/slim)

Pour plus d'informations sur les microphones Roger, rendez-vous sur [www.phonakpro.fr/roger](http://www.phonakpro.fr/roger)

Pour plus d'informations sur les eSolutions, rendez-vous sur [www.phonakpro.com/smartapps](http://www.phonakpro.com/smartapps)

# life is on\*

Depuis 1947, Phonak a à cœur de préserver la qualité de vie en ouvrant la voie à de nouveaux mondes acoustiques. Déjà à l'époque de notre fondation, une conviction fondamentale animait notre entreprise : bien entendre est synonyme de bien vivre, un point essentiel pour vivre pleinement sa vie. En effet, le sens de l'audition est directement lié au bien-être social, émotionnel, cognitif et physique. Aujourd'hui comme demain, nous nous efforçons de proposer le plus large portefeuille de solutions auditives innovantes. En collaboration avec nos audioprothésistes, nous continuons à nous concentrer sur l'essentiel : améliorer la compréhension vocale, changer la vie des personnes et avoir un effet positif sur la société dans son ensemble. \*Et la vie s'exprime !

[www.phonak.fr](http://www.phonak.fr)