

Redescubra a beleza do som



Phonak CROS P

Uma solução Paradise para perda
auditiva unilateral

Uma marca Sonova

PHONAK
life is on

Ouvir melhor é viver melhor

É um desafio ouvir com um ouvido. Se estiver em uma sala barulhenta e a pessoa com quem você conversa estiver do lado do seu ouvido com pior audição, pode ser difícil você acompanhar a conversa ou mesmo reconhecer que alguém está falando. É aqui que o Phonak CROS P, pode fazer a diferença na qualidade de vida e no seu bem-estar geral.

Quando ouvimos melhor, estamos preparados para abraçar a vida que desejamos. Há cada vez mais evidências de que o tratamento da perda auditiva pode impactar positivamente o seu bem-estar social e emocional, cognitivo e físico¹.

Benefícios dos dispositivos CROS para perda auditiva unilateral^{2*}:

- Acompanhe** conversas de qualquer direção.
- Ouça melhor a fala do seu lado com pior audição, mesmo no ruído
- Tenha uma maior consciência ambiental dos sons que chegam ao seu ouvido com pior audição



¹ G., Picou, E., Scherpiet, S., Weinstein, B., & Pelosi, A. (2020). Well-Hearing is Well-Being: A Phonak Position Statement. *Hearing Review*, 27, 18–22.

² Stewart, E. & Woodward, J. (2021). Out of the (Head) Shadow: A Systematic Review of CROS/BiCROS Literature. *The Hearing Review*, 28(8), 22–25. Recuperado de <https://www.hearingreview.com/inside-hearing/research/head>, acessado em 9 de agosto de 2021.

* Ao usar um sistema CROS em comparação com o ouvido sem aparelho

** Acompanhar – significa ter consciência da conversa para participar dela.

Torne o que é bom ainda melhor!

O CROS P transfere som e voz, o que permite que seu ouvido com melhor audição acesse os sons dos dois lados.


Se você tem audição normal ou perda auditiva em um ouvido e nenhuma audição no outro ouvido, o CROS P foi desenvolvido para você. Você pode ouvir seu companheiro ou colega em um café barulhento, mesmo que estejam falando do seu lado com pior audição.

CROS significa "Contralateral Routing of Signal" (Envio contralateral do sinal)

Ele consiste em duas partes:

- ① O CROS com um microfone que capta sons e vozes do lado com pior audição e os transmite sem fio para o aparelho auditivo.
- ② O aparelho auditivo Audéo Paradise que recebe os sons do lado com pior audição e os reproduz para o seu ouvido com melhor audição.

Transmissão sem fio



Uma solução Paradise para perda auditiva unilateral

O Phonak CROS P baseia-se no desempenho comprovado da tecnologia Phonak Paradise, que oferece uma experiência auditiva incomparável* em muitas situações.

O CROS P utiliza o AutoSense OS™ 4.0 que é a inteligência artificial exclusiva da Phonak. Ela detecta automaticamente o que está ao seu redor e ajusta o aparelho auditivo de acordo. Combina vários recursos, que permitem que o CROS P transfira sons sem fio do lado com pior audição para o aparelho auditivo no ouvido com melhor audição.

* Comparado com o Phonak Audéo™ Marvel.

A conectividade é a chave

O CROS P tem conectividade universal com smartphones, TV, microfones Roger™ e muito mais. Aproveite para realizar chamadas telefônicas com as mãos 100% livres ou receber conteúdo de mídia de celulares de iOS®, Android™ e outros dispositivos habilitados com Bluetooth®. Esta solução é fácil de usar, é só ligá-lo e o resto é automático.

Destaques do Phonak CROS P:

- Desempenho comprovado do Paradise
- Melhor compreensão de fala em situações de ruído^{1*}
- Acompanhe^{**} conversas de qualquer direção^{1*}
- Conectividade universal para smartphones com Bluetooth, TV, microfones Roger e muito mais
- Fácil de usar
- Recarregável
- Controle por toque das funções do Sistema CROS



iOS® é uma marca registrada ou marca da Cisco Systems, Inc. e/ou de suas afiliadas nos Estados Unidos e em alguns outros países.

Android é uma marca comercial da Google, LLC.

A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas comerciais registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Sonova AG é feito sob licença.

1 Stewart, E. & Woodward, J. (2021). Out of the (Head) Shadow: A Systematic Review of CROS/BICROS Literature. *The Hearing Review*, 28(8), 22-25. Recuperado de <https://www.hearingreview.com/inside-hearing/research/head>, acessado em 9 de agosto de 2021.

* Ao usar um sistema CROS em comparação com o ouvido sem aparelho.

** Acompanhar – significa ter consciência da conversa para participar dela.

Ajuste para direita ou para esquerda!

O CROS P se adapta confortavelmente atrás da orelha. Disponível em um modelo recarregável, com bateria de íons de lítio, que oferece 12,5 horas de audição dos dois lados.



Phonak CROS P-R

Para o lado com melhor audição, você deve emparelhar com um aparelho auditivo Audéo P-R.

life is on

Desde 1947, a Phonak se dedica a melhorar a qualidade de vida ao proporcionar um novo mundo sonoro. A partir da nossa fundação somos impulsionados por uma convicção: ouvir melhor significa viver melhor, o que é essencial para uma vida completa. A audição está diretamente conectada ao bem-estar social, emocional, cognitivo e físico. Nossa proposta é oferecer o mais amplo portfólio de soluções auditivas inovadoras. E, juntos com os profissionais de saúde auditiva, estamos focados no que mais importa: melhorar a compreensão de fala, mudar a vida das pessoas e ter um efeito positivo na sociedade como um todo.

www.phonak.com.br

fale.conosco@phonak.com

SAC 0800 701 8105



028-2296-12/V2.00/2021-09/NLG © 2021 Sonova AG. All rights reserved. 23895

sonova
HEAR THE WORLD



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Suíça



Sonova Deutschland GmbH · Max-Eyth-Str. 20
70736 Fellbach-Oeffingen · Alemanha



0459