



Indice de protection
à l'eau et aux
poussières IP68

Naída B se décline en
3 niveaux de
performances et
9 couleurs pour répondre
à tous vos besoins

 Modèle
Rechargeable



Naída B-R

Couleurs



Beige



Dune de sable



Santal



Gris Argenté



Gris Carbone



Velours Noir



Noisette



Champagne



Blanc Alpin

Life is on


Chez Phonak, nous estimons que bien entendre est essentiel pour profiter pleinement de la vie. Depuis plus de 70 ans, nous sommes restés fidèles à notre mission en développant des solutions auditives pionnières qui permettent aux utilisateurs de s'épanouir socialement et émotionnellement. *Et la vie s'exprime !

www.phonak.ca

* Résultats attendus avec une charge complète et jusqu'à 80 minutes de temps de diffusion sans fil. Rendez-vous sur le site www.phonakpro.fr/etudes

- 1 Paluch, R., Latzel, M. and Meis, M. (2015). A new tool for subjective assessment of hearing aid performance: Analyses of Interpersonal Communication. ISAAR proceedings, Nyborg.
- 2 Phonak, (2011). Naída S and Zoom Technology- state of the art directionality for power users. Phonak Field Study News, retrieved from www.phonakpro.com/evidence, accessed October 4th, 2017.
- 3 Field Study News under development. Full details available in spring 2018 at www.phonakpro.com/evidence.
- 4 Phonak Field Study News, April 2011. StereoZoom Improved speech understanding even with open fittings.
- 5 Rakita L, Jones C. Performance and Preference of an Automatic Hearing Aid System in Real-World Listening Environments. Hearing Review. 2015;22(12):28.
- 6 Phonak Field Study News, June 2015. AutoSense OS Benefits of the next generation of technology automation.
- 7 Phonak Internal Validation, 2014. Speech in Car study.
- 8 Phonak Internal Report, Jan 2015. Results of investigation completed at University of Lübeck.
- 9 Phonak Field Study News, Feb 2016. Phonak Venture Music program benchmark.
- 10 Phonak Insight under development. Full details available on Apr 2018 at www.phonakpro.com/evidence.
- 11 Rehmann, J., Jha, S., and Baumann, S. (2016). SoundRecover2 – the adaptive frequency compression algorithm. Phonak Insight, retrieved from www.phonakpro.com/evidence, accessed October 4, 2017.
- 12 Bohnert, A., Nyffeler, M., and Keilmann, A. (2010). Advantages of a non-linear frequency compression algorithm in noise. Eur Arch Otorhinolaryngol, 267(7), pp 1045–1053.

028-1769-04/2018-03 Imprimé au Canada © Phonak AG Tous droits réservés



Phonak Naída™ B-R

Lorsque vous appréciez d'entendre pendant 24h* sans avoir à recharger vos aides auditives, la vie s'exprime

A Sonova brand

Découvrez la 5e génération
de l'aide auditive puissante
la plus fiable au monde :

Phonak Naída™ B

En 2007, nous avons présenté la première aide auditive surpuissante Naída. Depuis, plus de 2,5 millions d'aides auditives ont été adaptées dans le monde entier, et Naída a continué d'évoluer jusqu'à devenir un appareil révolutionnaire.

Aujourd'hui, **Phonak Naída B** représente la 5e génération de l'aide auditive surpuissante la plus fiable au monde. Cette nouvelle gamme de produits offre des aides auditives haut de gamme surpuissantes et fiables, équipées de nombreuses technologies dédiées, qui sauront s'adapter à vos propres besoins auditifs.

PHONAK
life is on

Rechargeable

Phonak Naída B-R RIC est l'aide auditive rechargeable la plus riche en fonctionnalités de Phonak, conçue pour les personnes présentant une perte auditive sévère à profonde.

Avec 40 % de capacité en plus que les piles rechargeables conventionnelles, notre technologie lithium-ion intégrée éprouvée est fiable et prend entièrement en charge les performances exceptionnelles de Naída B-R RIC. Complètement chargées en seulement 3 heures pour 24 heures* d'audition, ces aides auditives sont équipées d'options de charge intelligentes faciles à utiliser pour que vous puissiez charger vos aides auditives où que vous soyez

- Offre 24 heures* d'audition sans recharger l'appareil
- L'aide auditive rechargeable au chargement le plus rapide et qui dure le plus longtemps
- Une courte charge de 30 minutes vous offre 6 heures de performance totale
- Simple à manipuler, plus aucun souci avec les piles jetables
- Batterie lithium-ion rechargeable révolutionnaire intégrée

Options de charge intelligentes et faciles à utiliser

Phonak Ecrin de charge

- À la fois un chargeur, un kit de séchage et un boîtier de protection
- Contient également un outil de nettoyage

Phonak Power Pack

- Fixé en toute simplicité à l'Ecrin de charge Phonak
- Idéal pour les courts voyages pendant lesquels aucune alimentation n'est disponible
- Offre 7 jours de charge lorsque chargé complètement

Phonak Mini chargeur

- L'option de charge la plus compacte



Excellente compréhension vocale

Les aides auditives surpuissantes Naída B sont équipées de la **Technologie Binaurale VoiceStream™**. Les deux aides auditives communiquent entre elles en temps réel. Ainsi, vous entendez instantanément la parole dans les deux oreilles, même si les sons ne sont perçus que d'un seul côté. Cette fonction permet de bénéficier d'une excellente compréhension vocale et d'un effort auditif moindre en la présence de bruit ambiant et dans les situations auditives difficiles^{1, 2, 3}, par exemple au téléphone ou même dans la voiture, quand il est impossible de se tenir face à l'orateur. Naída B vous rapproche véritablement des sons qui vous importent le plus.

De meilleures performances auditives dans les situations les plus complexes

Meilleure compréhension dans le bruit

Amélioration de la compréhension de la parole de 60 % en se concentrant sur une seule voix dans un environnement bruyant, par rapport à une compréhension sans aide auditive.⁴

Meilleure compréhension de la parole

Amélioration de 20 % de la compréhension de la parole grâce à la sélection automatique du réglage le mieux adapté pour toutes les situations auditives.^{5, 6}

Entendre en voiture

Réduction de 37 % de l'effort d'écoute lors des conversations en voiture, par rapport aux technologies précédentes.⁷

Entendre les voix basses

Amélioration de la compréhension de la parole faible de 10 % avec nos derniers produits.⁸

Expérience musicale naturelle

Meilleure aide auditive pour la qualité sonore de la musique.⁹


Entièrement automatique pour une écoute sans effort, où que vous soyez

La gamme de produits Naída B, avec le nouvel **AutoSense OS**, est conçue pour gérer vos situations auditives du quotidien, s'adaptant en toute fluidité aux sons qui vous entourent.

AutoSense OS analyse les sons qui vous entourent à des intervalles de 0,4 seconde et peut identifier si vous vous trouvez dans un restaurant bruyant, une voiture, une salle de concert ou chez vous. Il **utilise plusieurs fonctions et les associe ensuite pour créer plus de 200 paramètres distincts correspondant précisément aux environnements sonores.**

Sans avoir à ajuster manuellement vos aides auditives, vous pouvez profiter des performances auditives et d'une qualité sonore inégalées... où que vous soyez.^{5, 6}

Un mélange et non un simple changement de programme Plus de 200 réglages différents et de nombreuses fonctions



Entendez davantage de composantes vocales aiguës

En règle générale, les pertes auditives sévères à profondes affectent les régions de l'oreille dans lesquelles les composantes vocales aiguës sont perçues. À cause de cette incapacité à entendre les nuances essentielles de la parole, les conversations du quotidien deviennent difficiles, voire fatigantes.

Depuis 2007, nous sommes à l'avant-garde en matière de compression de fréquences, afin de vous permettre de vous rapprocher de ces composantes vocales aiguës essentielles, comme la voix d'un enfant, les consonnes (par exemple, /s/ et /f/) et le chant des oiseaux. Nos travaux ont permis d'élaborer une fonction du nom de **SoundRecover2**. Cette technologie préserve la qualité sonore des sons à composantes vocales graves, tout en facilitant l'écoute des sons à composantes vocales aiguës.^{10, 11, 12}

Des accessoires sans fil Phonak pour optimiser vos aides auditives

Que vos difficultés de compréhension se manifestent plus intensément lorsque vous regardez la télévision, que vous parlez au téléphone ou que vous écoutez de la musique, nous avons conçu des solutions sans fil pour répondre à tous vos besoins. Elles vous permettent également de participer pleinement à des conversations dans des situations bruyantes ou lorsque vous vous trouvez à distance de votre interlocuteur.

Phonak propose des solutions sans fil Roger pour les espaces de travail modernes, qui peuvent représenter un environnement auditif complexe alors qu'il s'agit d'un lieu où la communication est nécessaire pour réussir. Compatibles avec presque toutes les aides auditives, ces solutions vous permettent de mieux vous concentrer sur votre travail plutôt que sur votre audition.