

Un design haut en couleur

Avec un concept exclusif de combinaison de 7 couleurs pour les coudes et 14 pour les boîtiers d'aides auditives, nous offrons à chaque enfant l'opportunité de concevoir une aide auditive qui reflètera parfaitement sa personnalité.



- ¹ Flexer, C. (2018). Les oreilles sont les portes du cerveau. *Phonak Insight*, disponible sur www.phonakpro.com/evidence-fr, consulté le 19 février 2018.
- ² Rakita, L. (2016). AutoSense OS : Bien entendre dans tous les environnements auditifs n'a jamais été aussi facile. *Phonak Insight*. Disponible sur www.phonakpro.com/evidence-fr, consulté le 19 février 2018.
- ³ Latzel, M. (2016). AutoSense OS, les bénéfices de la nouvelle génération d'automatisations. *Phonak Field Study News*, disponible sur www.phonakpro.com/evidence-fr, consulté le 19 février 2018.
- ⁴ Stephenson, B., Omisore, D., Pedersen, H. M. et Taphuntsang (2016). La solution rechargeable Phonak. *Field Study News*, disponible sur www.phonakpro.com/evidence-fr, consulté le 19 février 2018.

Life is on*

Chez Phonak, nous estimons que bien entendre est essentiel pour profiter pleinement de la vie. Depuis plus de 70 ans, nous sommes restés fidèles à notre mission en développant des solutions auditives pionnières qui permettent aux utilisateurs de s'épanouir socialement et émotionnellement. *Et la vie s'exprime !

www.phonak.ca/kids

Phonak Sky™ B-PR



Lorsqu'un enfant peut entendre pendant 24 h sans avoir à recharger ses aides auditives, la vie s'exprime



028-1767-04/V1.00/2018-02/NLG Imprimé en XXXX © 2018 Sonova AG Tous droits réservés

sonova
HEAR THE WORLD

Une marque Sonova

PHONAK
life is on

Solutions pédiatriques Phonak :

La clé pour révéler tout le potentiel d'un enfant

On pense souvent entendre avec nos oreilles, mais la science a établi que notre véritable organe auditif était le cerveau.¹ Nos oreilles guident les sons jusqu'au cerveau, et elles peuvent donc être considérées comme les « portes » du cerveau.

Une perte auditive peut être vue comme un « problème de porte » : il s'agit d'un obstacle empêchant les informations auditives essentielles d'atteindre le cerveau.

Phonak a créé des solutions pédiatriques uniques et basées sur des preuves scientifiques, qui ouvrent ces portes bloquées et transmettent des signaux nets et clairs. Ainsi, votre enfant a accès aux millions de mots et aux milliers d'heures d'écoute nécessaires à la maîtrise de la langue, à l'alphabetisation et à l'apprentissage en général.

Des performances auditives optimales en toute simplicité

Chez Phonak, nous avons pour ambition de faciliter la vie des patients. Nous savons bien que les aides auditives de votre enfant doivent fournir automatiquement une qualité sonore excellente, s'ajuster instantanément à chaque environnement et s'adapter à son mode de vie actif.^{2, 3}

Une aide qui accompagne vos enfants tout au long de la journée

Le modèle Sky B-PR est la première aide auditive rechargeable conçue spécifiquement pour les enfants. Équipée d'une batterie lithium-ion, elle simplifie la vie en offrant des avantages inédits dans une aide auditive pédiatrique.⁴

- **Charge rapide** – entièrement chargée en seulement trois heures. Une charge rapide de trente minutes permet d'offrir jusqu'à six heures d'autonomie.
- **Longue durée** – une batterie pleinement chargée durera toute la journée*, même avec 10 heures d'utilisation de Roger™
- **Facile à utiliser** – adaptation automatique à la situation d'écoute de votre enfant
- **Sans souci** – aucune pile à acheter ou à changer

Toujours active

L'aide auditive Sky B-PR est fournie avec trois options de chargement faciles à utiliser :

- Écrin de charge
- Mini chargeur
- Power Pack



Des performances optimales quand les enfants en ont le plus besoin

L'aide auditive Phonak Sky B-PR offre les fonctions intégrées aux aides auditives Sky B, notamment AutoSense Sky OS et le système adaptatif SoundRecover2. Ainsi, vous avez la garantie que votre enfant pourra bénéficier de performances exceptionnelles, quels que soient le lieu ou le moment. Combinées à la technologie Roger, les aides auditives permettent aux enfants de maîtriser les situations auditives courantes les plus complexes.

Sécurité et durabilité

- **Résistance à l'eau** (indice IP68)^{***} – votre enfant peut se mouiller sans mettre en danger ses aides auditives
- **Solidité** – suffisamment résistante pour convenir au quotidien des enfants les plus actifs
- **Sécurité** – les coudes à sécurité enfant protègent l'aide auditive des mains curieuses, et la batterie intégrée ne peut pas être retirée
- **Notification d'état** – un témoin lumineux facile à comprendre confirme que les aides auditives sont allumées et que le programme Roger est actif, et indique également lorsque la batterie est faible

* 16 heures d'audition avec 10 heures d'utilisation de Roger ou de diffusion audio.

** La technologie Roger est utilisable via le ComPilot II avec un appareil Roger X ou Roger MyLink.

*** L'indice IP68 indique que l'aide auditive est résistante à l'eau et à la poussière. Elle n'a pas été endommagée après une immersion continue de 60 minutes dans 1 mètre d'eau et après 8 heures dans une chambre à poussière, selon la norme CEI60529, et aucune trace de poussière n'a été trouvée dans le boîtier.