

Phonak Marvel Funktionsübersicht

90 Premium

| |
|---|
| Ruhige Umgebung |
| Verstehen im Störgeräusch |
| Komfort im Störgeräusch |
| Musik |
| Komfort in halligen Situationen |
| Verstehen im lauten Störgeräusch ¹ |
| Verstehen bei Fahrgeräuschen |
| Sprach-Streaming (Medien) + Mik. |
| Audio-Streaming (Medien) + Mik. |

Speech in 360°¹

EchoBlock

WindBlock

SoundRelax

SNR-Boost

DuoPhone¹

Real Ear Sound

WhistleBlock

NoiseBlock

QuickSync

SoundRecover2

Tinnitus Balance Noiser

Streaming-Balance

auto Akklimatisierung

UltraZoom Premium

RogerDirect

20 Kanäle

Akku-Modell verfügbar

70 Advanced

| |
|----------------------------------|
| Ruhige Umgebung |
| Verstehen im Störgeräusch |
| Komfort im Störgeräusch |
| Musik |
| Sprach-Streaming (Medien) + Mik. |
| Audio-Streaming (Medien) + Mik. |

Verstehen im lauten Störgeräusch¹ (manuell)

Speech in 360°¹

WindBlock

SoundRelax

SNR-Boost

DuoPhone¹

Real Ear Sound

WhistleBlock

NoiseBlock

QuickSync

SoundRecover2

Tinnitus Balance Noiser

Streaming-Balance

auto Akklimatisierung

UltraZoom Advanced

RogerDirect

16 Kanäle

Akku-Modell verfügbar

50 Standard

| |
|----------------------------------|
| Ruhige Umgebung |
| Verstehen im Störgeräusch |
| Komfort im Störgeräusch |
| Sprach-Streaming (Medien) + Mik. |
| Audio-Streaming (Medien) + Mik. |

SNR-Boost

DuoPhone¹

Real Ear Sound

WhistleBlock

NoiseBlock

QuickSync

SoundRecover2

Tinnitus Balance Noiser

Streaming-Balance

auto Akklimatisierung

UltraZoom Standard

RogerDirect

12 Kanäle

Akku-Modell verfügbar

30 Essential

| |
|----------------------------------|
| Ruhige Umgebung |
| Verstehen im Störgeräusch |
| Sprach-Streaming (Medien) + Mik. |
| Audio-Streaming (Medien) + Mik. |

WhistleBlock

NoiseBlock

QuickSync

SoundRecover2

Tinnitus Balance Noiser

Streaming-Balance

auto Akklimatisierung

UltraZoom Essential

RogerDirect

8 Kanäle

Akku-Modell verfügbar



¹ Binaurale VoiceStream Technologie™
Für binaurale Anpassungen verfügbar

Marvel Funktionsübersicht



AutoSense OS 3.0

Passt das Hörgerät automatisch an die Hörsituation an, sogar beim Streamen

Sie können sich frei von einer Umgebung in eine andere bewegen, ohne Ihr Hörgerät manuell einstellen zu müssen



Verstehen bei Fahrgeräuschen

Reduziert Motorgeräusche und Verkehrslärm für eine angenehme Hörumgebung im Auto

Sie können sich entspannt unterhalten oder eine ruhige Fahrt genießen



Komfort in halligen Situationen

Reduziert störenden Nachhall für mehr Hörkomfort in halligen Umgebungen

Erleichtert das Verstehen z.B. in öffentlichen Gebäuden oder großen Sälen



Musik

Ermöglicht ein natürlicheres Musik-Erlebnis

Genießen Sie die Melodien und Klänge bei einem Konzert



Verstehen im lauten Störgeräusch

Richtet den Hörfokus in einer lauten Umgebung auf einen Sprecher

Genießen Sie den Restaurantbesuch mit Ihrer Familie



Verstehen im Störgeräusch

Reduziert Störgeräusche von hinten, damit Sie sich auf Ihren Gesprächspartner konzentrieren können.

Genießen Sie Unterhaltungen z.B. auf einer Hochzeitsfeier



Speech in 360°

Fokussiert automatisch den lautesten Sprecher, egal wo dieser sich befindet

So können Sie z.B. im Auto Gesprächen aus jeder Richtung folgen



RogerDirect

Überträgt das Roger-Signal direkt auf Ihre Hörgeräte, ohne dass ein zusätzlicher Empfänger angebracht werden muss

Verbesserte Hörleistung in geräuschvollen Umgebungen und über Distanz



SoundRecover2

Bietet mehr Hörbarkeit in hohen Frequenzen

Vogelgezwitscher und Kinderstimmen werden wieder klarer



Tinnitus Balance Noiser

Ein Noiser generiert Geräusche zur Linderung des Tinnitus

Entspannen Sie sich in ruhigen Umgebungen, ohne den Fokus auf dem unerwünschten Ohrgeräusch



WhistleBlock

Eliminiert störendes Pfeifen von Hörgeräten

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Gespräch – ohne Angst vor Unterbrechungen



UltraZoom

Damit Sie nichts vom Gespräch verpassen

Zum Beispiel wenn Sie sich mit Freunden in einem Café unterhalten



EchoBlock

Besseres Sprachverstehen in halligen Umgebungen

Im Theater und in der Kirche wieder angenehm hören



SoundRelax

Reduzierung von Impulsgeräuschen

Entspanntes Hören auch bei lauten Geräuschen wie klirrendes Geschirr oder zuknallenden Türen



WindBlock

Reduziert Windgeräusche, sodass Sie Ihre Zeit im Freien genießen können

Zum Beispiel beim gemütlichen Spaziergang mit der Familie



QuickSync

Beide Hörgeräte mit einem Tastendruck einstellen

Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche – Ihr Gehör