











# Drahtlose Anbindungsmöglichkeiten für Phonak Venture/Beyond Hörgeräte

		DECT II	EasyCall II	ComPilot II	ComPilot Air II	PilotOne II	RemoteControl App	TVLink II Basisstation	TV- und Musik-Set	Kommunikations-Set	RemoteMic
<b>Verwendung</b>											
<b>Telefongespräche</b>	Zuhause	•									
	Ein Mobiltelefon		•	•	•				•	•	
	Mehrere Mobiltelefone			•	•				•	•	
	VoIP (Skype)/Geschäftstelefon			•③	•③				•③	•③	
<b>Gespräch über Distanz</b>	Ruhige Umgebung									•	•②
	Leises Störgeräusch									○④	○④
<b>Streaming</b>	Bis zu 3h TV/Musik pro Tag			•	•①			•②	•	•①	
	Mehr als 3h TV/Musik pro Tag			•①				•②	•		
<b>Fernsteuerung</b>				•	•	•	•②		•	•	
<b>Zusätzliche Informationen</b>											
<b>Drahtlose Anbindung / Unterstützte Eingänge</b>	Bluetooth		•	•	•				•	•	
	Eurostecker (Roger/FM/Audioeingang)			•					•		
	Audioeingang (3,5 mm Klinke)			•				•	•		
	Digital optisch/koaxial							•	•		

<b>Telefonlösung</b>		<b>Streamer</b>		<b>Lösung für Gespräche über Distanz</b>	
<b>Phonak DECT II</b>	Telefonlösung für Festnetztelefone	<b>ComPilot II</b>	Für längere Streamingzeiten pro Tag (Filme anschauen, Musik hören)	<b>Phonak RemoteMic</b>	Um in ruhiger Umgebung einen Sprecher über Distanz zu hören.
<b>Phonak EasyCall II</b>	Telefonlösung für ein Mobiltelefon				
<b>Phonak ComPilot II oder ComPilot Air II</b>	a) Für die parallele Nutzung von 2 Mobiltelefonen oder zum Wechseln zwischen Mobiltelefonen b) Telefonieren mit Freisprechfunktion, z.B. beim Autofahren	<b>ComPilot Air II</b>	Für bis zu 4h Streaming pro Tag (fernsehen oder telefonieren)	<b>Roger Geräte</b>	Um in lauter Umgebung einen Sprecher über Distanz zu hören











① erfordert einen TVLink II zum Fernsehen

② erfordert einen Phonak Streamer (ComPilot II oder ComPilot Air II)

③ erfordert einen USB Adapter 076-0856 / Telefonadapter 076-0031

④ für Gespräche über Distanz im lauten Störgeräusch empfehlen wir Roger Produkte

# Kompatibilitätsübersicht Drahtlose Anbindungsmöglichkeiten

		Hörgeräte-Generation								
		mit Phonak Venture/Beyond kompatibel					mit Phonak Quest/Spice (+) kompatibel			
		PilotOne II	ComPilot II	ComPilot Air II	DECT II	EasyCall II	EasyCall	PilotOne	ComPilot	DECT CP1
										
Erweiterte Streamer-Lösungen	TVLink S 		•	Streaming möglich, keine Ladefunktion					•	
	TVLink II 		•	•					•	
	RemoteMic 		•	•					•	
	RemoteControl App 	②	•	•						

① Eine Auswahl an möglichen Schutzhüllen für den EasyCall finden Sie auf <http://www.phonak.com/easycall>

② Die RemoteControl App läuft auf Apple iOS7 oder Android 4.0 oder neueren Versionen