


# Ihr Gehör. Ihre Lösung.



Name


Datum

# Ihr Audiogramm



## Gehäuseformen

### IO (Im-Ohr)



### RIC (Receiver-In-Canal)



### HdO (Hinter-dem-Ohr)



In einer Auswahl an attraktiven Farben sowie zahlreichen Haar- und Hauttönen verfügbar.

# Wählen Sie Ihre Hörbedürfnisse


## Premium (P)



Gesprächen im Auto folgen



Gespräche in lauten Umgebungen führen



Sport und Freizeitaktivitäten im Freien



Museumsbesuche genießen

## Advanced (A)



Eine Stimme aus jeder Richtung hören



Volles Musikerlebnis



Gespräche im Restaurant

## Standard (S)



Gespräche mit Kollegen



Telefonieren

## Essential (E)



Uneingeschränkt an Diskussionen teilnehmen

Ihre empfohlene Leistungsstufe: \_\_\_\_\_


Notizen

---

---

---

---



# Phonak Programme und Funktionen

**AutoSense OS**, das Automatik-Betriebssystem der Phonak Venture Plattform, passt die Hörgeräte automatisch an jede Hörumgebung an. Egal, ob Sie sich in einem lauten Restaurant befinden, im Auto unterwegs sind oder einfach gemütlich zu Hause sind – mit AutoSense OS hören Sie immer bestmöglich, ohne Ihre Hörgeräte manuell einstellen zu müssen. Sie geniessen in jeder Situation besten Sprachkomfort, sodass Sie garantiert mit Ihrem Umfeld verbunden bleiben und wieder Spass am Kommunizieren haben.

		P	A	S	E
AutoSense OS Programme	 <b>Komfort in halligen Situationen</b> Reduziert störenden Nachhall für mehr Hörkomfort in halligen Räumen, wie z.B. öffentlichen Gebäuden oder grossen Sälen.	•			
	 <b>Verstehen bei Fahrgeräuschen</b> Reduziert die Höranstrengung.	•			
	 <b>Verstehen im lauten Störgeräusch</b> Richtet den Hörfokus in einer lauten Umgebung auf einen Sprecher, um sich z.B. bei einem Familientreffen mühelos unterhalten zu können.	•			
	 <b>Musik</b> Volles und reiches Musikerlebnis, sodass Sie wieder Ihre Lieblingsmusik geniessen!	•	•		
	 <b>Komfort im Störgeräusch</b> Mehr Hörkomfort durch Dämpfung unangenehmer lauter Geräusche.	•	•	•	
	 <b>Verstehen im Störgeräusch</b> Reduziert Störgeräusche von hinten, damit Sie sich auf Ihren Gesprächspartner konzentrieren können.	•	•	•	•
	 <b>Ruhige Umgebung</b> Bestmögliches Hören und entspannte Unterhaltungen in ruhigen Umgebungen.	•	•	•	•
Zusätzliche Programme	 <b>Speech in Wind</b> Ermöglicht es, Gespräche auch bei Wind zu geniessen.	•			
	 <b>Speech in 360°</b> Richtet den Fokus automatisch in die Richtung, aus der Sprache kommt, sodass Sie einen Sprecher auch dann optimal verstehen, wenn Sie ihn nicht direkt ansehen können. So können Sie mühelos Gesprächen bei einem grösseren Meeting folgen oder sich beim Autofahren unterhalten.	•	•		
	 <b>Verstehen im lauten Störgeräusch</b> Richtet den Hörfokus automatisch nach vorne, sodass Sie sich in einer lauten Umgebung, z.B. bei einem Familientreffen oder in einem Restaurant, mühelos unterhalten können.	•	•		
	 <b>Akustisches Telefon</b> Verbessert das Verstehen beim Telefonieren, indem es die Stimme des Anrufers auf beide Ohren überträgt – jederzeit, überall. Am Festnetz- ebenso wie am Mobiltelefon.	•	•	•	
Funktionen	 <b>SoundRecover</b> Stellt die Hörbarkeit der hochfrequenten Signale wieder her. Dadurch werden z.B. Kinderstimmen, Vogelgezwitscher und Türglocken wieder hörbar und das Sprachverstehen wird deutlich verbessert.	•	•	•	•
	 <b>WhistleBlock</b> Eliminiert störendes Pfeifen, sodass Sie sich ungestört unterhalten können.	•	•	•	•
	 <b>NoiseBlock</b> Reduziert störende Hintergrundgeräusche, wie z.B. Verkehrs- oder Ventilatorengeräusche, ohne dabei die Sprachverständlichkeit zu beeinträchtigen.	•	•	•	•

Den vollständigen Katalog der Phonak Programme und Funktionen erhalten Sie auf [www.phonak.com](http://www.phonak.com) oder bei Ihrem Hörgeräteakustiker.

# Phonak Wireless Communication Portfolio

---

## Fernsteuerung

Einfach bedienbare Fernsteuerung für Ihre Hörgeräte und eine App für direkten Zugang.



PilotOne  
PilotOne II



RemoteControl App

## Telefon

Einfach telefonieren – mit einem Festnetztelefon ebenso wie mit dem Mobiltelefon



DECT  
DECT II



EasyCall  
EasyCall II

## Drahtlose Anbindung

Drahtlose Übertragung von TV, Musik und Sprache in Stereoqualität.



ComPilot Air II



ComPilot  
ComPilot II



TVLink II

## Laute Umgebungsgeräusche

Sprachkomfort auch über Distanz oder bei Gesprächen in anspruchsvollen, lauten Umgebungen.



Roger Pen  
Roger EasyPen



Roger Clip-On Mic



Roger-Empfänger

## Distanz

Besseres Sprachverstehen in geräuschvoller Umgebung und über Distanz



RemoteMic

# Phonak hat die richtige Hörlösung für Sie – unabhängig von Ihrem Alter, Lebensstil, Budget oder Hörverlust.

## Premium

Für anspruchsvolle Kunden, die höchste Qualität erwarten. Ein komplettes Funktionsset bietet einzigartige und effektive Hörleistung in jeder Situation. Diese Hörgeräte ermöglichen Ihnen selbst in den schwierigsten Hörsituationen besten Sprachkomfort, zum Beispiel bei einer grossen Veranstaltung.

## Advanced

Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis in der Mittelklasse. Ein beeindruckendes Funktionspaket, das die Hörfähigkeit in vielen Hörumgebungen verbessert, einschliesslich solcher mit mäßig lauten Hintergrundgeräuschen, zum Beispiel in einem Restaurant.

## Standard

Die richtige Lösung für alle, die gute Qualität und Leistung für Ihr Geld erwarten. Ein Funktionspaket, das alle Hörbedürfnisse des Alltags abdeckt; für minimale bis mässige Hintergrundgeräusche, zum Beispiel beim Telefonieren in einem öffentlichen Raum.

## Essential

Die Essential-Produkte wurden für Menschen entwickelt, die sich eine kostengünstige aber dennoch effektive Hörlösung für Kommunikationen in ruhigen Umgebungen mit geringem Hintergrundgeräusch wünschen, zum Beispiel für Einzelgespräche.

## Wählen Sie die Hörlösung, die zu Ihnen passt

### Nächster Termin

---

Datum

---

Uhrzeit

Dies ist Ihre persönliche Hörgeräteakte.  
Bringen Sie diese bitte zu jedem Besuch mit.  
Sie können gerne eigene Notizen hinzufügen.

Ihr Hörgeräteakustiker: