



# Serenity Choice™ Plus

## Comfort

Kvalitetshørebeskyttelse fra din  
hørespecialist



A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on

Hvad enten du arbejder i et åbent kontormiljø, en klinik eller eksempelvis på et bosted, så er der tidspunkter, hvor baggrundsstøjen kan blive for meget. Kollegernes samtaler, ringende telefoner, lyd fra sug og ultralyd, råben og pludselige lyde, og mange andre ting kan frarøve dig din koncentration.



Serenity Choice™ Plus Comfort er formstøbte ørepropper udviklet til at reducere alle disse lyde til et acceptabelt niveau. Baggrundsstøjen bliver mindre generende. Du kan imidlertid fortsat høre og følge med i en samtale, hvis du vælger det, så du ikke føler dig isoleret eller kørt ud på et sidespor.

Serenity Choice™ Plus Comfort er en formstøbt øreprop i blød medicinsk silikone, som giver en høj komfort, så de kan bæres hele dagen. Hvor andre ørepropper kan gøre lyden mudret eller unaturlig, sikrer vores filterteknologi, at lyden dæmpes ensartet over hele frekvensområdet. Det avancerede membranfilterdesign sørger for, at bevare en luftpassage til øret, og medvirker til en meget høj komfort.

### Produktspecifikke fordele

- Perfekt pasform med formstøbte ørepropper i allergivenlig medicinsk silikone
- Kan vælges i diskret transparent eller i 6 farver
- Høj komfort: Avanceret membranfilterteknologi sikrer luftpassage til ørerne
- Naturlig hørelse bevares, så du fortsat kan reagere på dine omgivelser
- Valgfri udtræksnor
- Dæmpning: KM10 - 10 dB
- Ikke klassificeret som et godkendt høreværn ifølge EN 352-2:2020

### Anvendelsesområder

- Bedre koncentrationsevne
- Mindre baggrundsstøj
- Mindre stress

### Indholder

- To formstøbte ørepropper
- To membranfiltre KM10
- Filterværktøj
- Etui til opbevaring
- Flersproget brugervejledning

Lydreduktion:

Bedre koncentrationsevne: