

Nu kan du fokusere på jobbet og ikke på hørelsen

Kommunikér

En moderne arbejdsplads kan være et udfordrende lyttemiljø. Det er også et sted, hvor vellykket kommunikation er afgørende for gode resultater.

Deltag

Når man har en hørenedsættelse, bliver man dygtig til at undgå vanskelige høresituationer. Det kan være tidskrævende og følelsesmæssigt belastende og vil ofte begrænse mulighederne for at deltage og engagere sig på lige fod med kollegerne.

Bidrag

Trådløse Roger-mikrofoner kan forbindes med moderne høreapparater i en løsning, som styrker brugerens hørelse og gør det nemmere at bidrage aktivt på arbejdspladsen.

Ny banebrydende MultiBeam teknologi

Roger Select og Roger Table Mic II er udstyret med MultiBeam teknologi, der anvender en række mikrofoner i seks forskellige retninger til at beregne og sammenligne tale i 360° radius. Retningen med den reneste lyd vælges automatisk.

Life is on

Hos Phonak har vi den holdning, at en god hørelse har stor betydning for at få det fulde udbytte af livet. I mere end 70 år har vi udviklet banebrydende høreløsninger, der gør en stor forskel i hverdagen – både på det sociale og det følelsesmæssige plan. Life is on.

www.phonak.dk



Trådløse Roger™ Løsninger på arbejdet

Overvind udfordringer i taleforståelighed

Selv de kraftigste høreapparater har begrænsninger. Roger-porteføljen omfatter trådløse mikrofoner og modtagere. De opfanger talerens stemme og sender den til modtagere, som er tilsluttet dine høreapparater, så du nemt kan høre tale klart og tydeligt på afstand og i støjende omgivelser.

Roger mikrofoner



Roger Table Mic II

Beregnet til større møder, da det er muligt at tilslutte en række mikrofoner.



Roger Select™

En alsidig mikrofon, der automatisk fokuserer på taleren og har Bluetooth®-forbindelse til håndfri telefonsamtaler.



Roger Pen™

En praktisk mikrofon med bærbart design og Bluetooth til telefonsamtaler.

Roger modtagere



Designintegrederede Roger modtagere

Klikkes fast på Phonak høreapparater og udvalgte CI.



Roger X

Universal miniaturemodtager.




Roger MyLink

Modtager med halsslynge til høreapparater eller implantater med telespole.

Roger teknologien kommer virkelig til sin ret i lyttesituationer med baggrundsstøj, eller hvor lyd-kilden er et stykke væk:

Møder med få deltagere




Selv små møder kan virke overvældende for personer med høreapparat. Anbring én mikrofon på mødebordet – så kan du høre dine kolleger klart og tydeligt.

Møder med mange deltagere



Roger Table Mic II er velegnet til større møder, hvor den nemt opfanger alle stemmer i rummet.


Møder med præsentationer



Hvis taleren bærer en Roger-mikrofon, der fungerer sammen med bordmikrofonen, kan du høre alle talende personer klart og tydeligt.


Andre situationer, hvor Roger kan bidrage til at overvinde kommunikationsudfordringer:

Samtaler en-til-en i støj




Når du er omgivet af distraherende støj, så giv din kollega en Roger-mikrofon om halsen, eller sæt den fast på hans eller hendes krave.

Multimedia



Videokonferencer og internetopkald bruges ofte på arbejdspladser. Det eneste, du skal gøre, er at tilslutte Roger-mikrofonen ved hjælp af lyd-kablet.

Telefonsamtaler



Opret forbindelse mellem Roger Pen/Roger Select og din telefon med Bluetooth eller lyd-kabel for at høre telefonsamtaler direkte i høreapparaterne eller implantaterne.