

Overvind udfordringer i taleforståelse

Hvad er Roger?

Selv de kraftigste høreapparater har begrænsninger. Roger-porteføljen omfatter trådløse mikrofoner og modtagere. De opfanger talerens stemme og sender den til modtagere, som er tilsluttet dine høreapparater, så du nemt kan høre tale klart og tydeligt på afstand og i støjende omgivelser.

Roger er en digital trådløs standard, der er udviklet til at styrke din hørelse.¹

Ny banebrydende MultiBeam teknologi

Roger Select har MultiBeam teknologi. Ved hjælp af flere mikrofoner beregnes og sammenlignes tale i seks retninger i en radius på 360 grader. Retningen med den reneste lyd vælges automatisk.

¹Mülder, H. (2013). Roger and hearing instruments. Excellent speech understanding in high noise levels. Phonak Field Study News, hentet fra www.phonakpro.com/evidence, åbnet den 14. november 2017.

Life is on

Hos Phonak har vi den holdning, at en god hørelse har stor betydning for at få det fulde udbytte af livet. I mere end 70 år har vi udviklet banebrydende høreløsninger, der gør en stor forskel i hverdagen – både på det sociale og det følelsesmæssige plan. Life is on.

www.phonak.dk



Trådløse Roger™ mikrofoner

Bliv en del af samtalen

Personer med hørenedsættelse vil elske at kunne høre og forstå tale i støjende sociale begivenheder.

Roger teknologien giver dig dit sociale liv tilbage og sætter dig i stand til at føre en samtale på trods af baggrundsstøjen eller lyttemiljøet.

Roger mikrofoner



Roger Select™

En alsidig mikrofon, der automatisk fokuserer på taleren og har Bluetooth®-forbindelse til håndfri telefonsamtaler.



Roger Pen™

En praktisk mikrofon med bærbart design og Bluetooth til telefonsamtaler.



Roger EasyPen

En mikrofon med kun to knapper – maksimal brugervenlighed og Roger-ydeevne.

Roger modtagere



Designintegrede Roger modtagere

Klikkes fast på Phonak høreapparater og udvalgte CI.



Roger X

Universal miniaturemodtager.



Roger MyLink

Modtager med halsslynge til høreapparater eller implantater med telespole.

Roger teknologien kommer virkelig til sin ret i lyttesituationer med baggrundsstøj, eller hvor lydkilden er et stykke væk:

Middag med venner eller familie



Middagsselskaber og restauranter kan være en seriøs hørelsesudfordring. Med Roger Select kan du reducere den distraherende baggrundsstøj og dermed opfange hvert et ord i samtalen.

Til fester



Når musikken spiller, og folk taler og griner, bliver det lettere at fokusere på en samtale, når Roger Pen sender samtalen direkte til dine ører.


I hjemmet



I hjemmet kan Roger reducere distraherende baggrundsstøj fra f.eks. køkkenredskaber eller et larmende tv. På den måde kan du følge med i samtalen med familie og venner uden forstyrrelser.


Andre situationer, hvor Roger kan bidrage til at overvinde kommunikationsudfordringer:

I bilen



Motor- og trafikstøj kan gøre enhver samtale til en udfordring. Roger hjælper dig med at overvinde alle disse kommunikationsudfordringer ved at sende talerens ord direkte til dine ører.

Telefonsamtaler



Opret forbindelse mellem Roger Pen/Roger Select og telefonen/computeren via Bluetooth eller lyd kabel, og nyd telefonsamtalen.

Når du ser tv



Roger mikrofoner kan nemt sluttes til tv'ets lydudgang, så du kan følge med i dine yndlingsprogrammer.