

Fokus på arbejde frem for at høre

Kommunikere

En moderne arbejdsplads kan være et kompliceret lyttemiljø. Det er også et sted, hvor vellykket kommunikation er afgørende for gode resultater.

Deltage

Når man har en hørenedsættelse, bliver man dygtig til at finde løsninger på vanskelige høresituationer. Det kan være tidskrævende og følelsesmæssigt belastende og vil ofte begrænse mulighederne for at deltage og engagere sig på lige fod med andre.

Bidrage

De trådløse Roger-mikrofoner er beregnet til brug på arbejdspladsen og kan bruges sammen med de fleste moderne høreapparater. Roger-mikrofoner kan kobles til høreapparater i en løsning, som øger brugerens muligheder for at deltage og bidrage på arbejdspladsen.

Life is on

Vi lytter til behovene hos dem, der er afhængige af vores viden, vores idéer og vores løsninger. På en kreativ måde udfordrer vi teknologien og udvikler avancerede høre løsninger, der hjælper hørehæmmede med at høre, forstå og opleve mere af livets mangfoldighed.

Bevæg dig frit. Kommuniker med selvtillid.
Lev uden begrænsninger. Lev livet.

www.phonak.dk



Roger™ på arbejdspladsen

Fokuser på dit arbejde, ikke på din hørelse

Roger

Overvind udfordringer i taleforståelsen

Selv de bedste høreapparater har begrænsninger. I udfordrende lyttesituationer på arbejdspladsen er man nødt til at overveje supplerende løsninger.

Roger-serien omfatter trådløse mikrofoner og små og elegante modtagere. De gør det muligt at høre tale tydeligt uden distraherende baggrundsstøj.

Roger-mikrofoner



Roger Table Mic

Udviklet specielt til møder med få eller mange deltagere. Der kan kobles flere mikrofoner til et MultiTalker Network.



Roger Pen

Trådløs mikrofon velegnet til samtaler én-til-én. Med Bluetooth™ til mobiltelefonsamtaler.



Roger Clip-On Mic

Trådløs mikrofon, som er velegnet til samtaler én-til-én og til præsentationer.

Roger-modtagere



Designintegrerede Roger-modtagere

Klikkes på Phonak høreapparater og udvalgte cochlear implants fra Advanced Bionics og Cochlear.



Roger X


Miniatureuniversalmottager til streamer, bag øret høreapparater og implantater.



Roger MyLink


Modtager med halsklynge til høreapparater eller implantater med telespole.

Møder med få deltagere




Møder med deltagelse af en lille gruppe kan være udfordrende for personer med høreapparater. Det kan løses ved at placere en bordmikrofon på bordet.

Møder med mange deltagere



Under møder med mange deltagere kan det være nødvendigt at bruge mere end én Roger Table Mic. Du kan bruge lige så mange bordmikrofoner, som der er behov for.

Møder med præsentationer



Under præsentationer står den talende ofte lidt væk fra bordet. En Roger Clip-On Mic på den person, der afholder præsentationen, fungerer perfekt sammen med bordmikrofonen.

Én-til-én-samtaler i støj




Når du er omgivet af distraherende støj, er den mest effektive løsning at hænge en Roger Pen om din kollegaens hals eller sætte en Roger Clip-On Mic fast på hans eller hendes krave.

Pc og multimedier



Videokonferencer og internetopkald anvendes ofte på arbejdspladser. Roger Table Mic tilsluttes let ved hjælp af det medfølgende lyd kabel.

Mobiltelefonsamtaler



Telefonsamtaler kan være en stor udfordring for mennesker med hørenedsættelse. Roger Pen indeholder den allernyeste Bluetooth-teknologi, så du kan høre mobiltelefonsamtaler.

