

Amikor Ön hallása helyett a munkájára fókuszálhat, life is on

Kommunikáció

A modern munkahely kihívást jelentő hallási környezet lehet. De olyan hely is, ahol a jó kommunikáció a siker egyik kulcsa.

Részvétel

Ha hallásvesztése van, akkor bizonyára alkalmaz trükköket nehéz hallási szituációkban. Ez időigényes lehet, érzelmileg megterhelő és gyakran korlátozza Önt abban, hogy teljes körűen vegyen részt és kommunikáljon munkahelyén a kollégáival.

Hozzájárulás

A Roger vezeték nélküli mikrofonokat a modern hallókészülékekkel együtt használhatjuk, és ez a megoldás javítja az Ön teljesítményét, megkönnyítve a munkahelyi interakcióit.

Az új, úttörő MultiBeam technológia

A Roger Select rendelkezik a MultiBeam technológiával. Több mikrofont használ, melyek hat irányban, 360 fokos szögből érzékelik és értékelik a beszédet. Automatikusan választja ki, hogy mely irányból érkezik a legtisztább hang.

Life is on

Mi a Phonaknál úgy véljük, hogy a jó hallás elengedhetetlen a teljes élethez. Több, mint 70 éve hűek maradtunk a küldetésünkhöz, hiszen olyan úttörőnek számító hallási megoldásokat fejlesztünk, amik változást hoznak az emberek életében. Így aktívabbak lehetnek társadalmi kapcsolataikban és érzelmeik kifejezésében. Life is on.

Az ön hallási szakértője:

┌

└

Figyelmeztetés: A hallókészülék orvostechnikai eszköz. A használatával kapcsolatos kockázatokról kérdezze meg fül-orr-gégész, audiológus szakorvosát vagy hallásgondozóját.

www.phonak.hu



Roger™ vezeték nélküli megoldások a munkahelyen

A beszédértési szakadék áthidalása

Még a legerősebb hallókészüléknek is megvannak a korlátai. A Roger portfólió vezeték nélküli mikrofonokat és vevőket tartalmaz. Ezek felveszik a beszélő hangját és továbbítják az Ön hallókészülékeihez kapcsolt vevőkhöz, így Ön a beszédet nagyobb távolságról vagy zajban is tisztán érti.

Roger mikrofonok



Roger Select™

Sokoldalú mikrofon, mely automatikusan kiválasztja a beszélő személyt és Bluetooth® -t tartalmaz a telefonáláshoz.



Roger Pen™

Kézreálló, hordozható mikrofon, mely tartalmaz Bluetooth® -t a telefonáláshoz.



Roger EasyPen

Ezen a mikrofonon csupán két gomb található, ezáltal rendkívül egyszerű, mégis a Roger teljes működését nyújtja.

Roger vevők



Roger dizájn-integrált

Phonak hallókészülékekhez és egyes implantátumokhoz csatlakoztatható.



Roger X

Univerzális miniatűr vevő.



Roger MyLink

Nyakba akasztható vevő telefontekercset tartalmazó hallókészülékekhez és implantátumokhoz.

A Roger akkor jeleskedik igazán, ha háttérzaj van jelen, vagy amikor a hang forrása távolabb található:

Kisebb megbeszélések




A kisebb megbeszélések is megterhelőek lehetnek hallókészülék-viselők számára. Helyezze el a mikrofont a megbeszélés asztalára, és hallja tisztán kollégáit.

Nagy értekezletek



Nagy értekezleteken több Roger Table Mic II együttes alkalmazása kitűnő teljesítményt nyújt, mert a rendszer minden hangot felvesz.


Értekezletek prezentációval



Ha az előadó visel egy Roger mikrofont, mely együttműködik az asztali mikrofonnal, akkor Ön az előadót is és a többi résztvevőt is jól hallja.


További szituációk, melyekben a Roger segít leküzdeni a kommunikációs kihívásokat:

Négy szemközt beszélgetés zajban



Ha zavaró zaj veszi körül, tegyen egy Roger mikrofont kollégája nyakába vagy csíptessen egyet a gallérfára.

Multimédia



A munkahelyeken gyakran használják a videókonferenciát és az internetes telefonálást. Egyszerűen csatlakoztassa Roger mikrofonját az audio kábellel.

Telefonálás



Csatlakoztassa Roger Pen-t vagy a Roger Select-et Bluetooth segítségével telefonjához, és a beszélgetést közvetlenül hallókészülékein vagy implantátumán keresztül hallgathatja.