

## A munkájára fókuszáljon, ne a hallására

### Kommunikáció

A modern munkahely kihívást jelenthet hallásunk számára. A munkahelyi sikerekhez a kommunikáció is kulcsfontosságú.

### Részvétel

Ha hallásvesztésünk van, általában mindenféle praktikákat fejlesztünk ki a nehéz hallási helyzetekre. Azonban ez időigényes, érzelmileg megterhelő és gyakran korlátoz is bennünket a teljes részvételben, ami a munkánkat illeti.

### Hozzájárulás

A Roger vezeték nélküli mikrofonokat munkahelyi használatra ajánljuk, hallókészülék viselésével együtt. Meglévő hallókészülékeit összekapcsolhatja a Roger mikrofonokkal, így olyan megoldáshoz jut, mely segít javítani a teljesítményét a munkában, és megkönnyíti a munkafolyamatokban való részvételét.

## Life is on

Fontosnak tartjuk, hogy megfeleljünk mindazok igényeinek, akik tudásunkra, ötleteinkre és törődésünkre támaszkodnak. Azzal, hogy kreatívan állunk a technológiai kihívásokhoz és a határokat feszegetjük fejlesztéseinkkel, olyan innovációkat teremtünk, melyek segítenek az embereknek jobban hallani, jobban megérteni és megélni az életet.

**Beszélgessen szabadon. Kommunikáljon bizalommal. Éljen korlátok nélkül. Life is on.**

Az Ön hallásgondozója:



**Figyelmeztetés:** A hallókészülék orvostechikai eszköz. A használatával kapcsolatos kockázatokról kérdezze meg fül-orr-gégész, audiológus szakorvosát vagy hallásgondozóját.

[www.phonak.com](http://www.phonak.com)  
[www.phonak.hu](http://www.phonak.hu)



## Roger™ a munkában

A munkájára fókuszáljon,  
ne a hallására

# Roger

## A beszédértési szakadék áthidalása

Még a legerősebb hallókészüléknek is megvannak a korlátai. Ha nehéz hallási helyzetbe kerülünk munka közben, kiegészítő megoldásokat is figyelembe kell vennünk.

A Roger portfólió vezeték nélküli mikrofonokat és apró vevőket tartalmaz. Segítségükkel tisztán, a zavaró háttérzaj nélkül hallhatjuk a beszédet.

## Roger mikrofonok



### Roger Table Mic

Kisebb és nagyobb értekezletekhez; egy MultiTalker hálózatban több mikrofon is elhelyezhető.



### Roger Pen

Vezeték nélküli mikrofon, tökéletes a négyszemközi beszélgetésekhez; Bluetooth™ kapcsolattal pedig mobiltelefonáláshoz.



### Roger Clip-On Mic

Vezeték nélküli mikrofon, tökéletes a négyszemközi beszélgetésekhez illetve prezentáláshoz.

## Roger vevők



### Roger dizájn-integrált vevő

Egy kattintással összekapcsolható a Phonak fül mögötti készülékekkel és néhány cochleáris implantátummal, valamint streamerrel.



### Roger X


Univerzális miniatűr vevő fül mögötti készülékekhez, cochleáris implantátumokhoz és streamerekhez.



### Roger MyLink


Nyakba akasztható vevő telefontekercsrel rendelkező hallókészülékekhez vagy cochleáris implantátumokhoz.

## Kiscsoportos megbeszélések




Azoknak, akik hallókészüléket viselnek, megerőltető a kisebb csoportban folytatott megbeszélés. Egyszerűen helyezzen el egy asztali mikrofont az értekezlet asztalán.

## Nagy értekezletek



Nagy létszámú értekezleteken lehet, hogy egynél több asztali mikrofonra van szüksége. Használjon annyi asztali mikrofont, amennyi szükséges.

## Megbeszélések az előadóval



Az előadók gyakran távolabb állnak a megbeszélés asztalától. Ha az előadó Roger Clip-On Mic-et visel, az együttműködik az asztali mikrofonnal.

## Négyszemközi beszélgetés zajban




Ha zavaró zaj vesz bennünket körül, a legjobb megoldás, hogy egy Roger Pen-t akasztunk kollégánk nyakába, vagy egy Roger Clip-On Mic-et csíptetünk a gallérrjára.

## PC és multimédia



Munka közben gyakran veszünk részt videokonferenciákon és internetes hívásokon. Egyszerűen csak kapcsolja össze a Roger Table Mic-et az audiokábelrel.

## Mobiltelefonálás



Akinek hallásvesztése van, annak igazi kihívást jelent a mobiltelefon használata. A Roger Pen a legújabb Bluetooth technológiát tartalmazza, melynek segítségével összekapcsolódhat a mobiltelefonnal.

