

Phonak vezeték nélküli portfóliója

Termék információ



A Phonak vezeték nélküli kommunikációs rendszerei nagy lehetőséget nyújtanak nehéz hallási helyzetekben. Jobb beszédértést biztosítanak zajkörnyezetben vagy nagyobb távolság esetén. A legújabb termékeinkkel telefonhívást kezdeményezhet vagy fogadhat otthonában, vagy akár út közben. A TV-zés, a zenehallgatás, filmek nézése egy laptopon vagy tableten egyre kényelmesebbé válik.

A vezeték nélküli tartozékok előnyeinek a bemutatása nagyon egyszerűvé vált egy beépített demonstrációs gomb segítségével. Az új vezeték nélküli rendszereink a Phonak Venture platformmal kompatibilisek.*

* A Spice és Quest kompatibilitásért kérjük nézze át a táblázatokat!

Telefonálási megoldások

Phonak EasyCall – Mobiltelefonokhoz



A **Phonak EasyCall** vezeték nélkül köti össze a hallókészülékeket minden Bluetooth-os mobiltelefonnal. Mindkét hallókészülékben hallható a telefonáló hangja, amely nagyobb beszédérthetőséget eredményez.

Tulajdonságok áttekintése

- Kicsomagolás után azonnal használható: nem kell programozni
- Minden Bluetooth-os mobiltelefonnal működik, még a nem okostelefonokkal is
- A mobiltelefonra rögzítve sohasem felejtí otthon
- 10 órás beszélgetési idő
- Készenléti idő > 1 hét

Kompatibilitás:

- A Phonak EasyCall a Spice és Quest vezeték nélküli készülékekkel használható
- A Phonak EasyCall **II** a Venture vezeték nélküli készülékekkel használható

Hogyan használjuk



Phonak DECT – Otthoni és irodai megoldások



A **Phonak DECT** vezeték nélküli telefon hallássérült embereknek lett tervezve, de könnyedén használható ép hallás esetén is, mint egy hagyományos telefon. Előnye, hogy mindkét hallókészülékben hallható a telefonáló hangja, amely nagyobb beszédérthetőséget eredményez.


Tulajdonságok áttekintése

- Kicsomagolás után azonnal használható: nem kell programozni
- Demó gomb a könnyű bemutatás érdekében
- Mindkét hallókészülébe való azonnali jeltovábbítás
- Hangerőkiemelés egy gombnyomásra (akár +15 dB)
- A kedvenc telefonszám hívása dedikált hívógombbal

Kompatibilitás:

- A Phonak DECT CP1 a Core, Spice és Quest vezeték nélküli készülékekkel használható
- A Phonak DECT **II** a Venture vezeték nélküli készülékekkel használható

Hogyan használjuk



TV-zés, zenehallgatás és telefonálás

Phonak ComPilot Air – A felcsiptethető audió streamer



A kicsi és stílusos **Phonak ComPilot Air** szemben a ComPilottal csak a Bluetooth technikára összpontosít. Vezetékek nélkül kapcsolja össze a Phonak Venture hallókészülékeket mobiltelefonjával vagy különböző Bluetooth-szal rendelkező zenei eszközökkel. Használható Phonak TVLink-kel vagy Phonak RemoteMic-kal.


Tulajdonságok áttekintése

- Beépített bemutató hang
- Nincs nyakba akasztható hurok
- Csíptethető, könnyen viselhető
- Sztereó kétoldali jelátvitel
- Beépített hallókészülék távvezérlő
- Interakciók és hívó fél nevének közlése
- Phonak RemoteControl App támogatás

Kompatibilitás:

- A ComPilot Air II , Venture hallókészülékekkel használható

Hogyan használjuk



Phonak ComPilot – A többfunkciós audió adatfolyam eszköz



Phonak ComPilot vezeték nélküli kapcsolatot biztosít az összes Phonak vezeték nélküli hallókészülékkel és audio bemenetei támogatják a 3.5mm-es Jack és Europlug csatlakozást. A Roger X vevő csatlakoztatása a ComPilot-hoz lehetővé teszi a Roger mikrofonok alkalmazását. Mindez kiemelkedő hangátvitelt biztosít TV-nézéskor, zenehallgatáskor, ráadásul hosszabb ideig.


Tulajdonságok áttekintése

- Beépített bemutató hang
- Bluetooth és direkt audio bemenet
- Több mint 20 órás folyamatos adatfolyam működés
- Beépített hallókészülék távvezérlő
- Sztereó kétoldali jelátvitel
- Interakciók és hívó fél nevének közlése
- Cserélhető nyakba akasztható hurok, két méret és kétféle szín

Kompatibilitás:

- A ComPilot a Core, Spice és a Quest vezeték nélküli készülékekkel használható
- A Phonak ComPilot II Venture vezeték nélküli készülékekkel használható

Hogyan használjuk



Kibővített adatfolyam megoldások

Phonak TVLink – Az ideális TV és zenei kiegészítő



A Phonak TVLink egy olyan eszköz, amely a TV és egyéb audio eszközök audio jeleit képes továbbítani (ezek akár digitális jelek is lehetnek). A TVLink-et használva a Phonak ComPilot vagy ComPilot Air segítségével Phonak vezeték nélküli hallókészülékeiből egy vezeték nélküli fejhallgató válik amelynek hatótávolsága akár 30 méter (100 láb) is lehet. Az eszköz sztereó hangminőséget biztosít.


Tulajdonságok áttekintése

- Digitális és analóg audio kimenetek támogatása (Optikai, Coaxiális)
- Gyors és egyszerű üzembehelyezés
- Teszt üzemmód a gyors audio jelátvitel ellenőrzésére
- A szett tartalmazza a tápkábelt és az egyéb szükséges kábeleket is
- A töltő adaptere kompatibilis a ComPilot és ComPilot Air készülékekkel

Kompatibilitás:

- TVLink II minden Phonak adatfolyam eszközhöz használható
- A TVLink S nem biztosítja a ComPilot Air töltését

Hogyan használjuk



Phonak RemoteMic – A legkönnyebb vezeték nélküli mikrofon



A **Phonak RemoteMic** egy vezeték nélküli mikrofon, amely egyszerű, hatékony megoldást nyújt két ember zajos környezetben történő beszélgetésekor. A RemoteMic a beszélő ruhájára csippenthető. ComPilot-tal kombinálva a beszélő hangja mindkét hallókészülékben hallhatóvá válik akár 20 méteres (66 láb) távolságból. A hallókészülékek mikrofonjainak csillapítása automatikus, amint a RemoteMic a beszélő hangját továbbítja.


Tulajdonságok áttekintése

- Könnyen kezelhető, ruházatra csippenthető
- Omnidirekcionális mikrofon
- Tölthető akkumulátorral
- Több mint 8 óra működés egyetlen feltöltéssel

Kompatibilitás:

- A Phonak RemoteMic minden Phonak adatfolyam eszközzel használható

Hogyan használjuk



Távvezérelhetőség

Phonak RemoteControl App – Az okos távirányító



A **Phonak RemoteControl App** továbbfejlesztett távvezérlési funkciókat kínál Phonak Venture hallókészülékeihez és további beállítási lehetőségeket, ha Phonak adatfolyam eszközt használ okostelefonjával. Az alkalmazás elérhető Android és iOS operációs rendszeren is.

Tulajdonságok áttekintése

- Személyre szabható hallási irányok (Beszéd 360 fokos szögből)
- Egyénileg szabályozható Jobb/Bal hangerő
- Közvetlen program és audio forrás kiválasztás
- Phonak adatfolyam eszköz beállítása
- Hallókészülékekkel való csatlakozás ellenőrzése
- Egyszerű párosítás Phonak adatfolyam eszközökkel

Kompatibilitás:

- A RemoteControl App használatához Phonak ComPilot II vagy ComPilot Air II adatfolyam eszköz szükséges

Hogyan használjuk

Még több információért és a RemoteControl alkalmazás letöltéséért látogassa meg honlapunkat:



www.phonakpro.com/rc-app

Phonak PilotOne II – A diszkrét távvezérlő



Az elegáns **Phonak PilotOne** távvezérlő a könnyű használhatóság és az egyszerű áttekinthetőség jegyében lett tervezve.


Tulajdonságok áttekintése

- Egyszerű program és hangerőszabályzás
- "Home" gomb az azonnal kapcsolható alapállapothoz
- Billentyűzár

Kompatibilitás:

- A Phonak PilotOne minden Spice és Quest vezeték nélküli hallókészülékkel használható
- A Phonak PilotOne II minden Venture vezeték nélküli hallókészülékkel használható

Hogyan használjuk



Megoldások zajos környezetben és nagy távolságban történő beszéd megértésére

Roger Pen – Jobb hallás, mint hallásveszteség nélküli társainál




A legmodernebb vezeték nélküli mikrofon, amely segít a hallókészülék-viselőknek, hogy a beszédértés jobb legyen akkor is, ha nagy a távolság vagy erőteljes a zajkörnyezet. A diszkréciót és a stílust szem előtt tartva a Roger Pen egy teljesen automatikus, adaptív vezeték nélküli mikrofon, amely szélessávú audio kapcsolatot teremt a mobiltelefonokkal (Bluetooth), audio bemenete pedig lehetőséget nyújt például TV, valamint egyéb multimédiás eszköz hangjának továbbítására. Több mikrofont is tudunk egyidőben használni, így egy több mikrofonos hálózatot kialakítva a Roger Pen vagy Roger Clip-On Mic segítségével. A Roger Pen használható akár az asztalra helyezve, kézben tartva, vagy ruhára csippentve.





Tulajdonságok áttekintése

- Nagy hatékonyságú Roger beszédértés kiemelés
- Teljesen automatikus mikrofon üzemmódok
- Manuális mikrofon üzemmódok (opcionális)
- Szinte minden hallókészülékhez, CI-hoz BAHA-hoz van egy kompatibilis Roger vevő
- Audio bemenet a multimédiás eszközöknek
- Szélessávú Bluetooth audio (HD hang)
- Önmagában vagy több Roger mikrofonnal együtt hálózatban használható
- Működési idő: 7 óra (aktív Bluetooth-szal: 5 óra)
- Hatótávolság: 10 méter/ 33 láb (általánosan)
20 méter / 66 láb (ideális körülmények esetén)

Hogyan használjuk



A variációk áttekintése

		 Roger Pen 2 integrált vevő	 Roger Pen Roger X ComPilot	 Roger ClipOn Mic Roger 2 integrált vevő	 Roger ClipOn Mic Roger X ComPilot
Mikrofon	Nagy zajkörnyezet, egy vagy több beszélgetőpartner	•	•	•	•
	Kis zajkörnyezet, szemtől szembeni beszélgetés, több mint 2 méteres távolságból	•	•	•	•
	Egy beszédforrás nagyobb távolságban	•	•	•	•
	Alkalmoszerű, egy vagy több beszédforrás nagyobb távolságról	•	•	•	•
Adatfolyam	TV/HiFi (audió kimenettel rendelkező eszközök)	•	•	•	•
	PC ² /Laptop/Hordozható zenei lejátszóeszközök	•	•	•	•
Telefonálás	Otthoni telefon				
	IP telefon ² , asztali telefon ¹	•	•		•
	Mobiltelefon	•	•		•

Roger Clip-On Mic – A legnagyobb teljesítményű vezeték nélküli partnermikrofon




Egy kompakt vezeték nélküli mikrofon, amely segít a hallókészülék-viselőknek, hogy a beszédértés jobb legyen akkor is, ha nagy a távolság vagy erőteljes a zajkörnyezet. Ideális a használata egy beszélőpartner esetén, plusz rendelkezik egy audió bemenettel, ami megkönnyíti a TV-zést és a kapcsolódást egyéb multimédiás eszközzel. Fel lehet használni több mikrofonos hálózatot kialakítva Roger Pen vagy Roger Clip-On Mic segítségével.

Tulajdonságok áttekintése

- Nagy hatékonyságú Roger beszédértés kiemelés
- Egy gombnyomással csatlakoztatható – nincs szükség programozásra
- Audió bemenet a multimédiás eszközöknek
- Önmagában vagy több Roger mikrofonnal együtt hálózatban használható
- Működési idő: 6 óra
- Hatótávolság: 10 méter / 33 láb (általánosan)
20 méter / 66 láb (ideális körülmények esetén)

Hogyan használjuk



Hallókészülék viselő

Beszélő

ComPilot Air vagy ComPilot	RemoteMic ComPilot Air vagy ComPilot	TVLink ComPilot Air vagy ComPilot	Phonak DECT	EasyCall
	•			
	•			
		•		
•	•	•		
•	•	•	•	
•	•	•		•



¹ MDA200 telefon adapter szett 076-0031 szükséges
² BTD500 USB audió adapter 076-0856 ajánlott
 ha a Bluetooth kapcsolattal problémák merülnének fel

Life is on - Az élet zajlik

Érzékenyen reagálunk mindenki igényeire, ami függ tudásunktól, ötleteinktől és gondoskodásunktól. Kreativitásunkkal arra törekszünk, hogy a technológia határait egyre jobban kitágítsuk. Olyan innovációkat hozunk létre, amelyek segítik az embereket jobban hallani, érteni és megtapasztalni az élet gazdag hangvilágát.

Beszélgessen szabadon. Kommunikáljon bizalommal. Éljen korlátok nélkül.

www.phonakpro.com

