

A tanulmányaira koncentráljon, ne a hallására

Mi a Roger?

A Roger kimondottan a hallásteljesítmény javítására tervezett vezeték nélküli digitális standard.¹

Kommunikáció

Egy modern osztályterem igazi kihívást jelentő hangkörnyezet, ahol a sikeres kommunikáció kulcsfontosságú az eredményességhez.

Részvétel

Ha Ön is hallásvesztéssel él idővel mesterévé válik a folyamatos megoldáskeresésnek a kihívást jelentő hangkörnyezetekben. Ez időigényes, érzelmileg kimerítő és gyakran megakadályozza, hogy teljesértékűen részt vehessen a közös munkában.

Közreműködés

A vezeték nélküli Roger mikrofonok a hallókészülékekkel együtt olyan megoldást nyújtanak, ami fokozza a hallásteljesítményt és megkönnyíti a csoporttársakkal történő együttműködést.

Szerezze be Roger mikrofonját

A Roger mikrofonokról érdeklődjön hallásszakértőjénél. Kérje a termékek ingyenes bemutatását.


Tudjon meg többet a Roger rendszerekről:
www.phonak.hu/roger

¹ Müller, H. (2013). Roger and hearing instruments. Excellent speech understanding in high noise levels. Phonak Field Study News, retrieved from www.phonakpro.com/evidence, accessed November 14th, 2017.

Life is on

Mi a Phonaknál úgy véljük, hogy a jó hallás elengedhetetlen a teljes élethez. Több mint 70 éve hűek maradtunk a küldetésünkhöz, hiszen olyan úttörőnek számító hallási megoldásokat fejlesztünk, amik változást hoznak az emberek életében. Így aktívabbak lehetnek társadalmi kapcsolataikban és érzelmeik kifejezésében. Life is on.

www.phonak.hu



Roger vezeték nélküli megoldások a felsőoktatásban

A beszédértési szakadék áthidalása

A vezeték nélküli mikrofonokat és vevőket tartalmazó Roger termékcsalád jobb beszédértést biztosít zajban és nagy távolság esetén. A mikrofonok felveszik a beszélő hangját és a hallókészülékhez csatlakoztatott vagy hallókészülékbe telepített vevőkbe továbbítják.

Roger mikrofonok



Roger Table Mic II

Csoportos megbeszélésekre tervezve, több mikrofon hálózatba kapcsolva lefedi a nagy létszámú megbeszéléseket is.



Roger Select™

Az asztalra helyezve automatikusan kiválasztja a beszélő személyt, viselhető az előadó által, közvetíti a telefonhívásokat.



Roger Pen™

A kézre szabható, hordozható dizájnuk köszönhetően használható puskamikrofonként, az asztalra is helyezhető, vagy a beszélő által is viselhető, továbbítja a telefonhívásokat.

Roger vevők



A hallókészülék vagy az implantátum típusától függően különböző vevőmegoldásokat kínálunk. Válasszon a RogerDirect funkcióval rendelkező Phonak hallókészülékek, dizájn-integrált vevők, univerzális mini vevők, vagy telefontekercses hallókészülékkel kompatibilis nyakbaakasztható vevőkészülék közül.

Roger a különböző tanulmányi helyzetekben




Kis csoportos megbeszélések

Helyezzen egy mikrofont az asztalra, hogy tisztán hallja csoporttársait.




Nagy csoportos megbeszélések

Nagyobb csoportokban zajló megbeszélések esetén több Roger Table Mic II mikrofon hálózatba kötve gondoskodik róla, hogy minden résztvevő hangját hallja.




Előadások

Az előadók általában nagyobb távolságra vannak a hallgatóságtól. Ha az előadó Roger mikrofont visel, Ön bárhol ül, hallani fogja az előadást.




Kétszemélyes beszélgetés zajban

Zavaró háttérzajban akasszon egy Roger mikrofont csoporttársa nyakába, vagy csiptesse a ruhájára.



Multimédia

Videó vagy internetes hívásokhoz csatlakoztassa Roger mikrofonját számítógépéhez audio kábellel.



Telefonhívások

Csatlakoztassa a Roger Pen-t vagy a Roger Select-et telefonjához és hallgassa a telefonbeszélgetést közvetlenül hallókészülékében vagy cochleáris implantátumában.