




簡単操作！次世代 T コイル型ロジャー受信機

ロジャー ネックループ

roger

ロジャー ネックループは、T コイル内蔵の補聴器・人工内耳に対応するロジャー受信機です。

ロジャーマイクロホンの音声を受信できるだけでなく、パソコン等に接続してデジタル出力された音声を録音したりアプリに取り込んだりできるので、講義やセミナーにもお使いいただけます。



価格 77,000 円(税込)

A Sonova brand

PHONAK
life is on

補聴援助システム【ロジャー】は、

賑やかな場所、離れた場所、複数人での会話

での聞き取りをサポートします。

ロジャー ネックループの特徴

幅広い接続性

T コイル搭載であれば、メーカーにかかわらずほぼ全ての補聴器・人工内耳で利用できるロジャー受信機です。




使いやすい設計

- 取り外し可能なネックループ
- 利便性の高い USB-C 端子を採用
- LED・OLED を採用したディスプレイ表示



デジタル出力

ロジャー ネックループをパソコン等と有線接続し、音声文字化アプリや音声録音を利用することができます。



補聴器だけでは聞こえづらい場面に

話し手との距離が 1.5m 以上離れた場所や、賑やかな場所、複数人での会話にロジャーは効果を発揮します。



フォナック製品のご相談・ご用命は…

