

# D-Dry+

補聴器乾燥機 ディードライプラス

## D-Dry+ は乾燥剤が不要の補聴器乾燥機です。

補聴器の故障を防ぎ、できるだけ長く使用していただくために、  
補聴器の湿気対策を推奨しています。

D-Dry+ は、補聴器の収納、そして強力な乾燥効果と  
除菌ができる一台三役の電気乾燥機で、  
補聴器の大敵である水分から補聴器を守ります。



除菌

UV-C ライト  
照射

乾燥

電気加熱式

収納

メーカー純正  
ケース

## 特徴

---

- 電気加熱により補聴器を乾燥
- 2つのUV-Cライトによる除菌効果で感染症のリスクを軽減
- UV-C照射約8分、乾燥時間約142分
- 乾燥時間終了後、自動で停止
- 長寿命UV-Cライト採用
- フタを開けるとUV-C照射が止まる自動安全機能
- 5つの発光LEDライトによる残り動作時間の表示
- ボタン1つの簡単操作
- 乾燥剤不要
- USBのACアダプターからの電源供給仕様



## 仕様

---

価格：11,000円（税込）

総体寸法：幅 115× 奥行 80× 高さ 38mm

内部寸法（コンパートメント）：幅 57× 奥行 49× 高さ 21mm

本体重量：140g

電力供給：電源アダプター / USB AC アダプター



●自動でスイッチオフするので安心。

製造販売業：ソノヴァ・ジャパン株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川2-5-8 天王洲パークサイドビル

[お客様相談窓口]TEL:0120-06-4079（受付時間:月～金 9:00～17:30 土日祝休み）

FAX:0120-23-4080

[phonak.com/jp/ja](http://phonak.com/jp/ja)