

補聴器選びに迷ったら ロジャーが便利に 使えるフォナック!



補聴器をしていても聞き取りにくいシーンがあります。そんなとき補聴器とマイクロホン無線でつないで、聞こえをサポートするのが「ロジャー」。フォナック補聴器*なら、ロジャーの新機能がフルに使えます。

*パラダイス/マーベルシリーズ(一部機種を除く)



- ☑アクリル板で聞き取りにくい
- ☑マスク越しで声がこもる
- ☑周りが騒がしくて聞き取りにくい

きこえの悩みをスマートに
解決する「ロジャー オン iN」新登場

PHONAK
life is on

A Sonova brand

my röger story

ロジャーをお使いいただいているお客様の声をご紹介します。



職場の病院で

●T様(50代・医師)
会議の時にロジャーを使っています。15名位の小テーブルを囲んでの会議の場合でも、各人の声をしっかりキャッチ。特にテーブルに置くと使いやすいですね。聞きたい方向を自分で選択できますので、例えば窓側の集音を抑えることで雑音を聞こえにくくしています。オンライン会議でも重宝していますよ。コンパクトなので鞆に入れて持ち歩いています。出張にも持って行くんですよ。



在宅勤務で

●須藤千尋様(20代・会社員・重度難聴)
私はオンライン会議や動画視聴でUDアダプタ(iRig2と同様の役割を果たす接続ケーブル)とUDトーク*に使用するスマホ端末をつなげていますが、ロジャー セレクトもつなげることで音声聞こえるようになりますので、イヤホン代わりとして重宝しています。在宅勤務が増えているこの時世、本当におすすめなので皆さんにもぜひ活用してほしいです。
*音声文字化アプリ



趣味の時間に

●しまきち様(70代・主婦・中等度難聴)
ロジャーが便利だと思うのは、iPhoneやiPadを使う時です。私はよくamazon musicでコンテンツをストリーミングするのですが、ストリーミング中に他の部屋に移動してもそのまま音楽を聴いていただけるので快適です。音楽を聴きながら本を読んだり家事をしたり、自由に過ごせるのが嬉しいです。また、電話を着信する時にハンズフリーで通話ができる点も非常に便利です。

my röger story
https://www.kikoeblog.jp/?cat=261
きこえのブログではロジャーユーザーの様々な声をご紹介します。ぜひご覧ください。

SNSもチェック!
Facebook @phonakjapan
Instagram @phonak_japan

製造販売:ソノヴァ・ジャパン株式会社
〒140-0002 東京都品川区東品川2-5-8
天王洲パークサイドビル
法人のお客様窓口 TEL:0120-04-4079
個人のお客様窓口 TEL:0120-06-4079
(受付時間:月~金 9:00~17:30 土日祝休み)
FAX:0120-23-4080
許可番号 [13B2X10021]

本チラシの内容は2022年1月現在のものです。

フォナック製品のご相談・ご用命は…



028-2324-17

2022015-50000

きこえの限界レポート

31%

補聴器ユーザーの31%*1が
きこえに限界を感じています。

騒がしい環境でのことばの聞き取りに、
苦労していると報告されています。



そこで、ロジャー!

61%


補聴器とロジャーと一緒に使うと、
ことばの理解が最大61%*2改善。

大きな騒音下のグループの会話では、補聴器だけを使用している場合に比べて、きこえが改善されます。



90%

ロジャーユーザーの90%*3が、
知人や家族にロジャーを
薦めています。



補聴器は、聞き手の1.5m以内に話者がいる場合で、かつ騒音がある一定レベル以下であれば、最も威力を発揮します。しかし、話者と聞き手との距離が1.5mを超えると音を拾いにくくなり、ロジャーが必要になるのです。



「ロジャー」はワイヤレスマイクで音声を補聴器に届けます。



ロジャーは①送信機(ワイヤレスマイクロホン)が集音し②補聴器の受信機を通じて、補聴器に音声を直接届け騒音下や離れた場所でのことばの聞き取りを改善できます。

*1: Abrams, H. B., & Kihm, J. (2015). An Introduction to MarkeTrak IX: A New Baseline for the Hearing Aid Market. *Hearing Review*, 22(6), 16.
*2: Thibodeau L. M. (2020). Benefits in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless Microphones in Group Settings. *Journal of the American Academy of Audiology*, 31(6), 404-411. https://doi.org/10.3766/jaaa.19060
*3: Taphuntsang, D. (2019). Market Research ID 1299.



シーン
01 | たいせつな話、アクリル板越し、
マスク越しでもしっかり理解できた。

インタビューモード

相手との間にアクリル板があったり、
ディスタンスをとって聞き取りにくい
とき、ロジャー オン iNを話し手に向
ければ声を拾ってくれます。マスク越
しの会話で声がこもり、マスクで唇の
動きが見えず聞き取りに不自由を感
じる場合もサポートしてくれます。



シーン
02 | 遠くにいる講師の声、
補聴器までちゃんと届けてくれる。

プレゼンターモード

広い会場のセミナーやカルチャー教室
では講師の声が聞き取りにくいもの。
そんなときは講師の胸元にロジャー
オン iNをつけてもらえばOK。講師の
声を拾って、離れたところにいるあ
なたの耳元に届けてくれるから話の内
容もしっかり理解できます。



シーン
03 | 騒がしい場所で、
会話をしっかりキャッチ。

卓上モード

カフェやフードコートなど騒がしい場
所ではロジャー オン iNを卓上に置く
だけ。マイクロホンの指向性を自動で
切り替えて話し手の声を拾ってくれま
す。しかも、話し手の方向がわかる空
間情報も提供*1してくれるので、ことば
をさらに認識しやすくなります。



シーン
04 | リモート会議も快適、
パソコンの音が聞き取りやすいから。

パソコンにつないで

リモート会議での悩みは話が聞き取
れず理解できないことがしばしばあ
ることです。ロジャーをパソコンやタブ
レットにつなげば、音声を届けてくれ
るので、オンラインでの会議にも積極
的に参加できるようになり、仕事の効
率もアップします。



シーン
05 | テレビだって、みんなと一緒に
いい音で楽しめる。

テレビにつないで

家族みんなでテレビを観ているときは
音量が大きくなりすぎていないか気にな
ります。ロジャーをテレビにつなげば
音声を耳元に届けてくれるので、離れた
場所でも音量を上げずに楽しむことが
できます。同様にスマートフォンにつな
いで音楽も満喫できます。



ご存知ですか?

フォナック補聴器(パラダイス/マーベル)とのセットなら、
便利な「**ロジャーダイレクト*2**」が使えます。

フォナック補聴器のパラダイス/マーベルシリーズなら、ロジャー受信機の機能を補聴器
にインストールすることができ、外部受信機が不要になるので、ロジャーがより快適で
スマートに使えます。

14%小型化
27%軽量化

外部受信機が不要

*ナイーダ B-UPとナイーダP-UPの比較

☑軽く小さいから
着け心地快適

☑ホコリや水が
入らないから
故障リスク削減

最新機能を搭載。今「イチ押し」のロジャー送信機をご紹介します。

ロジャー オン iN

オープン価格



- 3つのマイクモード(卓上モード、
プレゼンターモード、インタビューモード)で
多様なシーンをカバー。
- 防水・防塵の国際保護等級
「IP54」を取得。

- 話し手の方向がわかる
マルチビームテクノロジー 2.0*1。



- スマートフォンで調節。
マイロジャーマイク アプリ対応。



あなたのニーズに合わせてご提案。

フォナック補聴器 + ロジャー送信機 おすすめセット

補聴器は
ロジャーダイレクト対応の
パラダイス/マーベルシリーズ

外付けの受信機不要

マルチに使いたいアクティブな方に

ロジャー オン iN

多様なシーンでフルに活用したい方には
新機能を搭載したロジャー オン iNが
おすすめ。

小グループでの会話を楽しみたい方に

ロジャー セレクト iN

会議など卓上モードでの使用が多い方
には、ロジャー セレクト iNがおすすめ。

*1:ロジャー オン/ロジャー オン iNと接続したロジャーダイレクト対応補聴器を両耳装着した場合のみ利用可能です。*2:ロジャーダイレクト機能を有効にするには、ロジャー オン iN/ロジャー セレクト iN(以下、ロジャー iNマイクロホン)、またはロジャーエックスが必要です(有償)。
【ロジャーダイレクトご利用上の注意事項】●ロジャー オン iN、ロジャー セレクト iNは、Bluetooth®を搭載していません。ロジャー iNのマイクロホンは、2つのロジャーエックスの受信機機能をパラダイス、マーベルシリーズ補聴器にインストール可能です(一部機種を除く)。●パラダイス、マーベルシリーズ補聴器のロジャーダイレクト機能を利用するには、ロジャー受信機の機能をパラダイス、マーベルシリーズ補聴器にインストールする必要があります。インストールは、2つの選択肢があります。-ロジャーiNマイクロホンの受信機2台分の機能をインストール -ロジャーエックス(シリアル番号が1744xxxxより大きいもの)の受信機の機能をインストール ●ロジャー iNマイクロホンは保証期間が1年になります。●詳しくは販売スタッフまでお尋ねください。