



フォナック初のウォータープルーフ*充電式補聴器を新発売 新世代プラットフォーム搭載の「フォナック オーデオ ライフ」

聴覚機器及びワイヤレス通信機器の世界的リーディングカンパニーとして躍進を続けるソノヴァ社（グループ本社・スイス連邦）の日本法人ソノヴァ・ジャパン株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：齋藤 広幸）は、音と聞こえの質に評価の高い同社ベストセラー**の最新プラットフォーム「パラダイス」を搭載した新製品「フォナック オーデオ ライフ」（フォナック オーデオ P-RL）を発表。本日 **2022年7月20日より販売を開始**します。今回の新製品はスポーツやグループアクティビティへの参加など、人生をアクティブに楽しむ方々のライフスタイルに合わせて設計されています。



「消費者は、自分のライフスタイルを反映・サポートする聴覚ソリューションを望んでいます。」と語るのは、ソノヴァ社のフォナック・グローバルオーディオロジーチーム・ディレクターのアンジェラ・ペロシ氏。さらに、「今回のパラダイス新製品は、聴覚ソリューションを全身のウェルビーイングに結びつける取り組みのほんの始まりに過ぎません。私たちは、人々がもっと人生を楽しみ、アクティブな人生を送るための力になることを目標にしています。」と語っています。

■ フォナック オーデオ ライフの特長

フォナック初のウォータープルーフ*充電式補聴器「フォナック オーデオ ライフ」は、数々の性能テストをクリアした新開発の密閉型ハウジングにより、従来の国際保護等級 IP68 の取得はもちろん、さらに厳しい独自テストの実施により、同社**従来品を上回る防水性*と防汗性を実現**。フォナック史上最も売れている**プラットフォーム「パラダイス」の搭載により**自然で快適な聞こえと便利な機能**も兼ね備えられた、アクティブな現代人のニーズに寄り添う耳かけ型 RIC タイプ補聴器です。

これまででない防水性*と防汗性

長年補聴器の防水対策を研究してきたソノヴァ社は今回、独自の頑強なハウジングを開発。水や湿気が入り込まないピンレスレシーバ構造に加え、内部回路を保護するパリレンコーティング、ハウジングの継ぎ目を補強するシリコンシーリング、水圧を直接受けない4箇所のマイクロホン音口、非接触型充電の採用により、従来のフォナック耳かけ型補聴器を上回るウォータープルーフ*を実現しました。その性能は、5年間使用をベースに行った、塩水・プール水を使った浸漬テストと汗テストより証明されています。

装用者のウェルビーイングを応援

研究によると、オーデオライフは**運動中や水のある場所での補聴器装用に対する不安の軽減**に役立つ場合があり、難聴対策にまだ取り組んでいない人々の5人に1人に、最初の補聴器を手に入れるきっかけを与える可能性があります¹。

また、フォナックは今回ハードウェアの防水*対策に加え、従来の「マイフォナック アプリ」をリニューアル。アプリに追加された新機能「ヘルス」による歩数計測や目標設定・進捗確認などを通して、補聴器の操作だけではなく**補聴器装用者のウェルビーイングもサポート**します。

聞こえを追求した「パラダイス」プラットフォーム

・自社開発の最新オリジナルチップ「PRISM™」（プリズム）により、**より自然で快適な聞こえや優れた接続性を実現**する、様々な機能を提供

・独自のオペレーティングシステム「オートセンス OS 4.0」による特長的な3機能を提供：

① モーションセンサーヒアリング***

補聴器を着けている人が静止しているか歩行中であるかをセンサーが自動感知するので、**一緒に歩いている人の声が聞き取りやすくなります**。

② スピーチエンハンサー***

静かな環境で話される**小さな声を聞き取りやすく**するので、会話が聞き取りやすくなります。

③ ダイナミックノイズキャンセル***

騒がしい環境において、正面で話している人の声を**自動的に聞き取りやすく**します。

・多様な接続性

① Bluetooth®によるスマートフォンやタブレット、PC等との複数台接続***

② フォナックの「ロジャー」や「テレビコネクターD」等の周辺アクセサリ接続***

③ ハンズフリー通話など、Bluetooth®機能を簡単にコントロールする「タップコントロール」機能***

④ 各種リモコン機能や補聴器の音のカスタマイズが便利な「マイフォナック アプリ」対応

■ 製品詳細

- ・補聴器形状：耳かけ型
- ・器種：RIC タイプ
- ・電池タイプ：充電タイプ
- ・メーカー希望小売価格（片耳価格、非課税）：235,000 円～619,000 円
- ・カラーバリエーション：全7色
- ・管理医療機器認証番号：
フォナック オーデオ P-RL 管理医療機器認証番号：第 304ABBZX00021000 号
- ・出荷開始日（発売日）：2022年7月20日
- ・ウェブサイト：www.phonak.com/jp/ja



脚注

¹ Taphuntsang, D. (2020). Market research ID 4398

* 水深最大 50 cm まで

** 「マーベル」「ピロング」「ベンチャー」「クエスト」各プラットフォーム製品の販売開始後 12 ヶ月間の売上と比較

*** 対応器種に限られます。詳しくは弊社にお問い合わせください。

■ フォナックについて

スイス・ステファに拠点を置くソノヴァグループのフォナックは 1947 年に設立され、補聴器、ワイヤレス機器を開発しています。聴覚に特化した専門技術と聴覚ケアの専門家との強い協力関係の下、製品を通じて世界中の人々の豊かな聞こえをサポートし、QOL の向上に貢献してきました。フォナックの多彩な製品は世界 100 カ国以上で愛用されており、補聴器の小型化、性能の分野において補聴器業界のベンチマークとして位置づけられ、聴覚分野のリーディングカンパニーとして躍進しています。

Phonak – Life is on

フォナックは 1947 年以來、新しい音響の世界を切り開き、人々の人生を豊かにする取り組みに情熱を傾けてきました。私たちは「良い聞こえは、健康で充実したしあわせな毎日に欠かせないものである」と考えています。現在もそしてこれからも、聴覚専門家とともに「ことばの理解を高めること」、「人々の暮らしを豊かにすること」そして「社会全体により良い効果をもたらすこと」を大切に、革新的な聞こえのソリューションを幅広くご提供できるよう力を注いでまいります。



本リリースに関するお問い合わせ先

ソノヴァ・ジャパン株式会社 マーケティング部

lifeison.jp@phonak.com

<https://www.phonak.com/jp/ja>