

報道関係者各位

2023年6月7日
ソノヴァ・ジャパン株式会社

プールでも温泉でも使える！水や汗に断然強いウォータープルーフ* 補聴器が機能と性能をアップグレードして新登場

会話が輝きだす、もっと話したくなる – 頼れる相棒「オーデオ ルミティ ライフ」
新発売

聴覚機器及びワイヤレス通信機器の世界的リーディングカンパニーとして躍進を続けるソノヴァ社（グループ本社・スイス連邦）の日本法人ソノヴァ・ジャパン株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：パトリック・パーラー）は、展開する補聴器ブランド「フォナック」より、同社ウォータープルーフ*充電式補聴器最新モデル「オーデオ ルミティ ライフ」（販売名：フォナック オーデオ ルミティ、タイプ名：フォナック オーデオ L-RL）を2023年6月7日に発売します。



フォナック史上最も高機能・高性能な補聴器

安心のウォータープルーフ*設計:

- 水や湿気の侵入を防ぐ*、独自開発の頑強ボディ
- 海やプール、温泉でも使える - アウトドア派想いの安心設計

汗にもしっかり耐えられる補聴器:

- フィットネス時や真夏の外出時に安心の、防汗設計

会話の楽しみが広がる、最先端**テクノロジー搭載:

- もっとスムーズ、もっとラクに会話を楽しめる、フォナック最新テクノロジー「ルミティ」を新採用
- 様々なシーンに応じた“いい音”を補聴器が自動設定
- Bluetooth® で iPhone も Android™ もつながり、ハンズフリー通話や音楽鑑賞も思いのまま
- 専用アプリと連携すると、アプリ上でリモコン操作が可能になるほか、便利な健康管理機能により、歩数・歩行距離・運動量チェックも可能に
- 補聴器を入れるだけで簡単に充電できる、非接触型の専用充電器（別売）



<報道関係の方からのお問合せ先>

ソノヴァ・ジャパン株式会社 マーケティング部 lifeison.jp@phonak.com

厳しい性能テストで証明された防水性*と防汗性

オーディオ ルミティ ライフは、水や湿気が入り込まないピンレスレシーバ構造に加え、内部回路を保護するパリレンコーティング、ハウジングの継ぎ目を補強するシリコン密閉、水圧を直接受けしない4箇所マイクロホン音口、非接触型充電を採用。5年間使用をベースに塩水・プール水を使用した浸漬テストと汗テストを実施した結果、国際保護等級 IP68 を凌ぐ防水性能*が証明されました。



(左) 浸漬テスト (右) 汗テスト

同社が実施した調査によると、水や汗に対する心配のため補聴器をはずす補聴器ユーザーは 93%、濡れても大丈夫であれば補聴器を着けていたいと答えた補聴器ユーザーは 86%以上に上ることが判っています^{*1}。フォナックは今回のオーディオ ルミティ ライフの発売により、補聴器をつけたまま水や汗濡れリスクにとらわれず安心してアクティブな活動に取り組む人々が増えることを期待しています。

*水深最大 50cm まで

**フォナックにおいて

出典/参考資料：

^{*1} 補聴器ユーザー102人による WEB アンケート調査結果 (2022年3月ソノヴァ・ジャパン調べ)

● フォナックについて

人生が動き出す。スイス・ステファに拠点を置くソノヴァグループのフォナックは1947年に設立され、補聴器、ワイヤレス機器を開発しています。身体的、社会的、感情的に人々の人生を豊かにすることを目指して開発された多彩な製品は、世界100カ国以上で愛用されています。フォナックでは75年以上にわたり、聴覚に特化した専門技術と聴覚ケア専門家との強い協力関係の下、人々のゆたかな聞こえをサポートしてきました。これからも聴覚分野のリーディングカンパニーとして、難聴者のよりゆたかな聞こえ、しあわせな人生の実現のためにイノベーションを続けてまいります。



本リリースに関するお問い合わせ先

ソノヴァ・ジャパン株式会社 マーケティング部
lifeison.jp@phonak.com <https://www.phonak.com/jp/ja>

<報道関係の方からの問合せ先>

ソノヴァ・ジャパン株式会社 マーケティング部 lifeison.jp@phonak.com