

2022年1月26日  
ソノヴァ・ジャパン株式会社



## フォナック補聴器のデジタル補聴援助システム「ロジャー」新製品

3つの賞を獲得しステレオサウンドにも対応した待望のロジャーマイクロホン  
「ロジャー オン」<sup>アイエヌ</sup>「ロジャー オン iN」を2022年1月26日販売開始

聴覚機器及びワイヤレス通信機器の世界的リーディングカンパニーとして躍進を続けるソノヴァ社（グループ本社・スイス連邦）の日本法人ソノヴァ・ジャパン株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：齋藤 広幸）は、3つのマイクモードを搭載しロジャーマイクロホンでは初めてとなる防塵・防水の国際保護等級 IP54 を取得した「ロジャー オン」<sup>アイエヌ</sup>「ロジャー オン iN」を発表。2022年1月26日より販売を開始します。



補聴器のみの聞こえでは限界がある音環境で、圧倒的なパフォーマンスを発揮するフォナックのデジタルワイヤレス補聴援助システム「ロジャー」。そのポートフォリオに、新たに個人・成人向けのマイクロホン『ロジャー オン』、『ロジャー オン iN』が加わります。ヨーロッパで、レッドドットデザイン賞、iFデザイン賞、ドイツイノベーション賞を獲得したスタイリッシュな見た目だけでなく従来のロジャーマイクロホンと比較して騒音下や複数人との会話などにおけることばの聞き取りのさらなる改善が期待できます。

### 「ロジャー オン」<sup>アイエヌ</sup>「ロジャー オン iN」の特徴

#### ■ 3つのマイクモードで多様なシーンをカバー

- 卓上モード：レストランや少人数の会議などに適したモードです。マルチビームテクノロジー2.0<sup>\*1</sup>を新たに搭載し、最適なSN比を持つ指向性パターンを選択して「話し手の方向」を装着者に提供することが可能となりました。<sup>\*1</sup>：ロジャー オン/ロジャー オン iNと接続したロジャーダイレクト対応補聴器を両耳装着した場合のみ利用可能です。
- インタビューモード：パーティーやカウンター越しの会話などに適したモードです。一列に並んだ3つのマイクを使用し改善された鋭い指向性でマイクを向けた話し手にフォーカスします。

- プレゼンターモード：講義やレッスン、車内などに適したモードです。クリップを使用し話し手の胸元に装着できます。加速度センサーにより常に上向きの指向性を保ち、ロジャーオンを装着する向きに関係なく音声の品質を維持します\*1。\*1：RISE(スウェーデン研究所)での技術測定(2019年4月16日)
- ステレオサウンド対応の外部入力モード
  - テレビやスマートフォンなどの機器に接続しオーディオストリーミングをステレオサウンド\*1で楽しむことが可能です。\*1：両耳装着したロジャーダイレクト対応補聴器で利用可能。
  - アナログオーディオ端子はもちろん、USB ケーブルで直接 PC と接続すれば電池残量を気にすることなく音声を聞いたり、リモート会議に使用可能です。
- 2 台分の受信機機能
 

ロジャー オン iN には 2 台分の受信機機能が含まれていて、ロジャーダイレクト搭載補聴器に受信機機能をインストールすることが可能です。
- 防塵・防水の国際保護等級 IP54 を取得
 

ロジャーマイクロホンでは初めて、防塵・防水保護等級 IP54 を取得しました。完全防水ではないですが、これまでよりずっと気軽に日常使用することが可能になりました。

## 「ロジャー オン」「ロジャー オン iN」製品詳細

- メーカー希望小売価格
  - ロジャー オン：140,800円（税込）
  - ロジャー オン iN：オープン価格
- カラーバリエーション：全2色
  - シャンパン / グラファイトグレー
- 出荷開始日（発売日）：2022年 1月 26日（水）
- ウェブサイト：[ロジャー オン製品ページ](https://www.phonak.com/jp/ja/%E8%A3%9C%E8%81%B4%E5%99%A8/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%BC/roger-on.html)  
<https://www.phonak.com/jp/ja/%E8%A3%9C%E8%81%B4%E5%99%A8/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%BC/roger-on.html>



## ロジャー オン専用アプリ「マイロジャーマイク アプリ」リリース

初のロジャー製品専用アプリがリリースされました。

お手持ちのスマートフォンにアプリをダウンロードいただくとスマートフォンからロジャー オン機器を遠隔でコントロールすることができます。このアプリを使用して環境や個人の好みに応じてマイクロホンの設定をカスタマイズすることが可能です。

- リモコン操作
  - 集音方向を聞きたい話者の方へ向ける操作
  - マイクロホンモードの切り替え
  - 最大2つのカスタム設定
  - ミュートのオン/オフ
  - 電池残量、使用中のマイクロホンモードなど、現在の機器状態の確認

A Sonova brand



**PHONAK**  
life is on

- ロジャー オン機能の設定
  - マルチビームテクノロジー 2.0のオン/オフ
  - 範囲拡張機能のオン/オフ
  - 2台目以降のマイクロホンのペアリングおよび解除（最大10台）
- 対象器種：ロジャー オン / ロジャー オン iN
- 必要要件：iOS 13以上



Android™ 7.0以上  
Bluetooth® 4.2以上

- アプリのダウンロード  
iOS端末：APP ストア



<https://apps.apple.com/jp/app/myrogermic/id1542183025>

Android™端末：Googleプレイ ストア



<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonova.roger.myrogermic&hl=ja&gl=US>

iOS は Cisco Systems, Inc. および/またはその関連会社の登録商標または商標で、米国および他の国々で登録されています。

Android™ は Google LLC の商標です。

Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG Inc. が所有する登録商標です。Sonova AG は、使用許可を得てこれらのマークを使用しています。

## ■ フォナックについて

スイス・ステファに拠点を置くソノヴァグループのフォナックは 1947 年に設立され、補聴器、ワイヤレス機器を開発しています。聴覚に特化した専門技術と聴覚ケアの専門家との強い協力関係の下、製品を通じて世界中の人々の豊かな聞こえをサポートし、QOL の向上に貢献してきました。フォナックの多彩な製品は世界 100 カ国以上で愛用されており、補聴器の小型化、性能の分野において補聴器業界のベンチマークとして位置づけられ、聴覚分野のリーディングカンパニーとして躍進しています。

### Phonak – Life is on

フォナックは、より良い聞こえが人々の健康に深くつながり、人生を豊かにするために欠かせないものと考えています。そのため、私たちは 70 年以上にわたり、補聴器やワイヤレス通信機器などの研究開発に情熱を傾けてきました。

これからも、聞こえに悩むすべての人々のアクティブで健康的な毎日を支え、前向きな心と豊かな感性を育むために、革新的な聞こえのソリューションをお届けします。

自由な交流と自信に満ちたコミュニケーション。

豊かな人生のために、さあ Life is on!



## ■ 本リリースに関するお問い合わせ先

ソノヴァ・ジャパン株式会社 マーケティング部

[lifeison.jp@phonak.com](mailto:lifeison.jp@phonak.com) / [www.phonak.com/jp/ja](http://www.phonak.com/jp/ja)