



## フォナック補聴器から待望の<sup>クロス</sup>CROS 補聴援助システム新製品 片耳が聞こえない・聞こえにくい人（一側性難聴者）をサポートする 待望の オーデオ パラダイス ソリューション「フォナック クロス P」 2021年11月24日 販売開始



聴覚機器及びワイヤレス通信機器の世界的リーディングカンパニーとして躍進を続けるソノヴァ社（グループ本社・スイス連邦）の日本法人ソノヴァ・ジャパン株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：齋藤 広幸）は、日本に約30万人以上いると推定される、生まれつきや、成長過程に発生した病気・事故などにより、片耳が聞こえない・聞こえにくい人（一側性難聴者）が、あらゆる方向からの会話に参加しやすいよう設計された、CROS 補聴援助システムの待望の新


製品「フォナック クロス P」をついに発表。2021年11月24日より販売開始します。

### ■<sup>クロス</sup>CROS補聴援助システムとは

聞こえない耳側に「フォナック クロス（送信機）」を、もう片側には補聴器を装用し、送信機が集音した音声を聞こえる側の耳の補聴器へとワイヤレスで届けるシステムです。

（クロス(CROS)は「Contralateral Routing of Signal(信号の対側経路)」の略）

### ■フォナック クロス P の特長



一緒に使用する補聴器「フォナック オーデオ パラダイス」が実現する優れた音質<sup>\*1</sup>を提供します。また従来のクロス送信機にはなかったユニバーサル コネクティビティ性能を搭載。中継器不要でスマートフォンやタブレットにダイレクト接続できるため、ハンズフリー通話やBluetooth®接続<sup>\*2</sup>など、暮らしにおける快適性の向上をサポートします。<sup>\*1</sup>

<sup>\*1</sup>クロス B と比較

<sup>\*2</sup>ストリーミング中はクロス P のマイクは一時停止され、ストリーミングが終了すると自動的に再作動します。

## ■一側性難聴の方の聞こえをサポート！

### ～さまざまな環境で「快適な聞こえ」を楽しめます

#### ● 騒がしい場所での会話

周りの騒音を抑制し、正面の人の言葉にフォーカスするので、言葉をより快適に聞き取ることができます。

#### ● ドライブ中の会話

たとえば、助手席側の耳が聞こえない場合も、装着したフォナック クロスのマイクが音をキャッチし、聞こえる側に装着している補聴器に音声を送るので、車内での会話もより楽しめます。

#### ● 外出中、歩きながらの会話

どの方向からの音も聞き取りやすくなるので、外出中、歩きながらの会話のより簡単に。街中で呼び止められる声も聞き取りやすくなります。

## ■フォナック クロス P 製品詳細

#### ● メーカー希望小売価格（税込）

フォナック クロス P-R : 144,100円

フォナック クロス P-13 : 132,000円

#### ● 対応補聴器器種

フォナック クロス P-R : フォナック オーデオ P-R

フォナック クロス P-13 : フォナック オーデオ P-13T

#### ● 使用電池

フォナック クロス P-R : リチウムイオン(充電式)

フォナック クロス P-13 : PR48(13) (空気電池)



フォナック クロス P-R (充電式)      フォナック クロス P-13 (電池式)

## ■カラーバリエーション：全7色

ベージュ、サンドベージュ、チェストナット、シャンパン、シルバーグレー  
グラファイトグレー、ベルベットブラック

#### ● 出荷開始日（発売日）：2021年11月24日（水）

## ■フォナックについて

スイス・ステファに拠点を置くソノヴァグループのフォナックは1947年に設立され、補聴器、ワイヤレス機器を開発しています。聴覚に特化した専門技術と聴覚ケアの専門家との強い協力関係の下、製品を通じて世界中の人々の豊かな聞こえをサポートし、QOLの向上に貢献してきました。フォナックの多彩な製品は世界100カ国以上で愛用されており、補聴器の小型化、性能の分野において補聴器業界のベンチマークとして位置づけられ、聴覚分野のリーディングカンパニーとして躍進しています。

## ■Phonak – Life is on

フォナックは、より良い聞こえが人々の健康に深くつながり、人生を豊かにするために欠かせないものと考えています。そのため、私たちは70年以上にわたり、補聴器やワイヤレス通信機器などの研究開発に情熱を傾けてきました。

これからも、聞こえに悩むすべての人々のアクティブで健康的な毎日を支え、前向きな心と豊かな感性を育むために、革新的な聞こえのソリューションをお届けします。

自由な交流と自信に満ちたコミュニケーション。豊かな人生のために、さあ Life is on!

## ■本リリースに関するお問い合わせ先

ソノヴァ・ジャパン株式会社 マーケティング部

[lifeison.jp@phonak.com](mailto:lifeison.jp@phonak.com) / [www.phonak.com/jp/ja](http://www.phonak.com/jp/ja)

A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on