

## Fokuser på det som sies, ikke på å høre

### Kommuniser

Den moderne arbeidsplassen kan være et utfordrende lyttemiljø. Det er også et sted der vellykket kommunikasjon er vesentlig.

### Delta

Når du er rammet av hørselstap, blir du en mester på å unngå situasjoner der det er vanskelig å høre. Dette kan være tidkrevende og følelsesmessig utfordrende, og det begrenser ofte evnen til å delta og engasjere seg fullt ut.

### Bidra

Roger trådløse mikrofoner er skapt for arbeidslivet og kan brukes sammen med moderne høreapparater. Du kan koble Roger-mikrofoner til dine eksisterende høreapparater, en løsning som bedrer din prestasjonsevne og gjør det enklere å bidra på jobben.

## Life is on

Vi er opptatt av å hjelpe alle som trenger vår kunnskap og våre ideer. Gjennom kreativ utfordring av teknologiens grenser kan vi tilby innovative og gode løsninger til mennesker med nedsatt hørsel, slik at de kan høre, forstå og oppleve mer av livets mangfoldige lydbilder.

Frihet til å samhandle med andre. Trygg kommunikasjon. Lev uten begrensninger. Life is on.

[www.phonak.no](http://www.phonak.no)



## Roger™ på jobb

Fokuser på det som sies,  
ikke på å høre

# Roger

## Bedre taleforståelse

Selv de de mest avanserte høreapparatene har begrensninger. I visse utfordrende lyttesituasjoner på jobben må vi vurdere ekstra løsninger.

Roger-porteføljen består av trådløse mikrofoner og små mottakere. Da kan du høre tale klart uten forstyrrende bakgrunnsstøy.

### Roger-mikrofoner



#### Roger Table Mic

Spesielt utviklet for små og store møter, flere mikrofoner kan kobles sammen i et MultiTalker-nettverk.



#### Roger Pen

Trådløs mikrofon, perfekt i samtaler på tomannshånd, med Bluetooth™ for mobiltelefonsamtaler.



#### Roger Clip-On Mic

Trådløs mikrofon, perfekt i samtaler på tomannshånd og for foredragsholdere.

### Roger-mottakere



#### Roger designintegret

Klikkes på Phonak-høreapparater og utvalgte cochlea-implantater fra Advanced Bionics og Cochlear.



#### Roger X


Universell miniatyrmottaker for bak-øret-apparater, implantater og streamere.



#### Roger MyLink


Halsslyngemottaker for høreapparater eller implantater med telespole.

### Mindre møter




Møter med en liten gruppe mennesker blir ofte overveldende for personer som bruker høreapparater. Bare plasser en bordmikrofon på møtebordet.

### Større møter



På et større møte er det kanskje nødvendig med flere enn én Roger Table Mic. Man kan bruke så mange bordmikrofoner som nødvendig.

### Møter med foredragsholdere



Foredragsholdere står ofte langt unna møtebordet. Når foredragsholderen bruker Roger Clip-On Mic, fungerer den utmerket sammen med bordmikrofonen.

### Samtaler på tomannshånd i støy




Ved forstyrrende støy er det mest effektivt å henge Roger Pen rundt halsen på den du snakker med, eller feste Roger Clip-On Mic på kragen til vedkommende.

### PC og multimedia



Videokonferanser og Internett-samtaler brukes ofte i jobbsammenheng. Koble enkelt til Roger Table Mic med lyd-kabelen som følger med.

### Mobiltelefonsamtaler



Telefonsamtaler kan by på store utfordringer for personer med hørselstap. Roger Pen har den aller nyeste Bluetooth-teknologien, slik at du kan koble til og høre mobiltelefonsamtaler.

