

## Designet spesifikt for barn

Sky M er designet for barn og er bransjeledende på robusthet med IP68-klassifisering\*. Du kan føle deg trygg på at barnets høreapparater vil fungere, selv når livet blir litt vått.

## Barnesikre funksjoner

Takket være en barnesikker hook og den nye barnesikre batteriskuffen er ditt barn alltid trygg.

## Nytt indikatorlys

Et helt nytt indikatorlys som er intuitivt, diskret og bekrefter tydelig statusen til høreapparatet.

## Mix & Match

Barn kan velge blant et utvalg av morsomme farger som passer til deres personlighet.

\* IP68 indikerer at høreapparatet er vannavstøtende og støvtett. Det tålte kontinuerlig nedsenkning i vann på 1 meters dyp i 60 minutter og 8 timer i et støvkammer ifølge IEC 60529-standard.


- 1 National Scientific Council on the Developing Child. (2004). Young children develop in an environment of relationships. Hentet fra <https://46y5eh11fhgw3ve3ytpwxt9r-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2004/04/Young-Children-Develop-in-an-Environment-of-Relationships.pdf>, 19. august 2019.
- 2 National Scientific Council on the Developing Child. (2004). Brain architecture. Hentet fra <https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/brain-architecture/>, 19. august 2019.
- 3 Hurtado, N., Marchmann, V. A., & Fernald, A. (2008). Does input influence uptake? Links between maternal talk, processing speed and vocabulary size in Spanish-learning children. *Developmental Science*, 11(6), 31-39.
- 4 Curran, M., Walker, E., Roush, P., & Spratford, M. (2019). Using propensity score matching to address clinical questions: The impact of remote microphone systems on language outcomes in children who are hard of hearing. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 62 (3), 564-576.

Bluetooth®-ordmerket er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc.

## Life is on

Vi i Phonak mener at god hørsel er viktig for å kunne leve livet fullt ut. I mer enn 70 år har vi utviklet banebrytende hørselsløsninger som kan endre menneskers liv, sosialt og følelsesmessig. Life is on.

[www.phonak.com/kids](http://www.phonak.com/kids)



# Phonak Sky™ Marvel Kjærlighet ved første lyd



028-2019-10/V1.00/2019-08/NLG © 2019 sonova AG All rights reserved

**sonova**  
HEAR THE WORLD

A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on

## Fordelen av samhandling frem og tilbake

Som forelder har din samhandling med replikkvekslinger en betydelig innvirkning på barnets tale- og språkutvikling, akademiske fremgang og totale trivsel.<sup>1</sup>

Denne samhandling mellom deg og barnet er er spekket med utviklingsmessige fordeler. Den stimulerer hjernen og utvikler kommunikasjon og sosiale ferdigheter.<sup>2</sup>

## Både mengde og kvalitet teller

Det er ikke bare antall replikkvekslinger som er viktig, men også mangfoldet og kompleksiteten til språket du bruker og hvor tydelig barnet kan høre det.<sup>3</sup>

Derfor er det viktig å gi barn en løsning som virkelig styrker dem på lytterreisen deres, samtidig som de bygger viktige og trygge relasjoner på veien.



## Sky Marvel

Phonak ønsker å skape løsninger som gir barn den best mulige starten i livet. Den nye Sky M-porteføljen introduserer en unik kombinasjon av verdens første løsninger for barn, med mer kommunikasjonskraft enn noen gang for å bidra til å forme unge liv.



### Sky Marvel tilbyr:

- Klar og fyldig lyd
- Kan kobles til smarttelefoner, Roger™-mikrofoner og mer
- Oppladbart
- Designet spesifikt for barn

### Klar og fyldig lyd

AutoSense Sky OS er verdens første operativsystem for barn, som gjenkjenner og automatisk tilpasser seg lyttesituasjonene som barn opplever hver dag.

## Kan kobles til smarttelefoner, Roger-mikrofoner og mer

Til forskjell fra noe annet høreapparat for barn, kan Sky M streamer telefonsamtaler og lyd direkte til så godt som alle smarttelefoner og Bluetooth®-aktiverte enheter.

Roger™ (evt. Roger-mikrofoner) bidrar til å overvinne effekten av avstand og støy ved å levere klar tale direkte til barnets ører, og takket være nye RogerDirect™ er det ikke nødvendig å bruke ekstra enheter.



## Nytt kraftig, oppladbart høreapparat

Sky M-PR fjerner behovet for engangs batterier. Det fullades på bare 3 timer, og gir barnet en hel dag med hørsel inkludert 10 timer Roger eller streaming av media.

En studie som ble utført nylig, viste at små barn som brukte et fjernmikrofonsystem, som Roger, hjemme, hadde bedre språkevner på høyt nivå sammenlignet med de som ikke brukte det.<sup>4</sup>