

Twoje słyszenie.
Twoje rozwiązanie.




Nazwisko

Data

PHONAK
life is on

Twój audiogram



Modele aparatów słuchowych

ITE
(wewnątrzuszny)



IIC



CIC



ITC



HS/FS

RIC
(ze słuchawką kanałową)



10



312



312T



13

BTE
(zauszny)



M



P



SP



UP

Dostępne kolory to: odcienie włosów i skóry, stylowe oraz zabawne:

Twoje oczekiwania słuchowe

Klasa pierwsza (1)



- Rozmowa podczas jazdy samochodem



- Radość ze spotkań towarzyskich



- Branie udziału w zajęciach na świeżym powietrzu



- Przyjemność z odwiedzania muzeum

Klasa biznes (B)



- Wychwytywanie głosu z dowolnego kierunku



- Bogatsze i pełniejsze brzmienie muzyki



- Radość z rozmowy w restauracji

Klasa ekonomiczna (E)



- Spotkania w grupie



- Komfortowa rozmowa przez telefon

Klasa podstawowa (P)

















- Prywatne rozmowy

Zalecany dla ciebie poziom możliwości

Notatki

Przegląd programów i funkcji

AutoSense OS, system operacyjny platformy Phonak Venture, zapewnia automatyczne dopasowanie do aktualnych warunków akustycznych. Niezależnie czy jesteś w głośnej restauracji, samochodzie, sali koncertowej czy w domu, AutoSense OS sprawia, że słyszenie nie wymaga ani wysiłku ani manualnej zmiany ustawień. Lepsze rozumienie mowy w wielu sytuacjach słuchowych to łączność ze światem dźwięków, możliwość czerpania przyjemności z bezproblemowej interakcji z innymi ludźmi.

		1	B	E	P
AutoSense OS – programy	 Komfort w pogłosie Wyłumienie drażniącego pogłosu to bardziej komfortowe słyszenie w pomieszczeniach z pogłosem.	•			
	 Mowa w samochodzie Słyszenie bez specjalnych starań to przyjemna rozmowa i podróż.	•			
	 Mowa w dużym hałasie Rozumienie pojedynczego głosu dochodzącego z przodu, np. podczas rodzinnego spotkania w restauracji.	•			
	 Muzyka Bogate i pełne doświadczenie ze słuchania ulubionej muzyki.	•	•		
	 Komfort w hałasie Wyłumienie zbyt głośnych dźwięków to komfortowe słyszenie.	•	•	•	
	 Mowa w hałasie Wyłumiony hałas z tyłu pozwala Ci skupić się na rozmowie toczącej się przed Tobą.	•	•	•	•
	 Spokojne sytuacje Komfortowe sytuacje słuchowe pozwolą Ci się zrelaksować i cieszyć się rozmową z jedną osobą.	•	•	•	•
Dodatkowe programy	 Mowa i wiatr Radość z rozmowy nawet w wietrzny dzień, np. podczas grania w golfa.	•			
	 Mowa z 360° Automatyczny wybór kierunku, z którego dochodzi mowa poprawia rozumienie bez konieczności zwracania się twarzą do rozmówcy. Podążanie za rozmową na spotkaniu biznesowym lub podczas jazdy samochodem.	•	•		
	 Mowa w dużym hałasie Rozumienie pojedynczego głosu dochodzącego z przodu, np. podczas rodzinnego spotkania w restauracji.	•	•		
	 Telefon akustyczny Bezproblemowe rozumienie rozmowy telefonicznej dzięki strumieniowemu przesyłaniu głosu osoby dzwoniącej do oboju uszu w czasie rzeczywistym. Rozmowa przez telefon stacjonarny lub komórkowy.	•	•	•	
Funkcje charakterystyczne	 SoundRecover Słyszenie wysokich dźwięków to lepsze słyszenie w każdej sytuacji, np. słyszenie śpiewu ptaków, dziecięcych głosów lub dzwonka u drzwi.	•	•	•	•
	 WhistleBlock Pozbycie się sprzężenia pozwala Ci, bez żadnych przeszkód, skupić się na rozmowie.	•	•	•	•
	 NoiseBlock Tłumienie niekomfortowych dźwięków otoczenia takich jak hałas uliczny lub szum wentylatora bez negatywnego wpływu na rozumienie mowy.	•	•	•	•

Urządzenia do komunikacji bezprzewodowej marki Phonak

Zdalna kontrola

Dyskretny, prosty w użytkowaniu pilot do aparatów słuchowych i aplikacja na telefon.



PilotOne
PilotOne II



Aplikacja RemoteControl

Telefon

Od teraz z łatwością rozmawiaj przez telefon komórkowy i stacjonarny.



DECT
DECT II



EasyCall
EasyCall II

Łączność

Bezprzewodowy, strumieniowy przekaz sygnału audio z telewizora, muzyki oraz rozmów w jakości stereo.



ComPilot Air II



ComPilot
ComPilot II



TVLink S
TVLink II

Hałas

Rozumienie mowy dochodzącej z odległości podczas rozmowy w grupie lub z jedną osobą, w najbardziej wymagającym, głośnym środowisku akustycznym.



Roger Pen
Roger EasyPen



Roger Clip-On Mic



odbiornik Roger

Odległość

Lepsze rozumienie mowy dochodzącej z odległości podczas rozmowy z jedną osobą.



RemoteMic

Phonak ma idealne rozwiązanie słuchowe dla Ciebie – niezależnie od ubytku słuchu, stylu życia, osobistych preferencji, wieku i budżetu.

Klasa pierwsza

Zaprojektowana by spełnić potrzeby tych, którzy oczekują tego co najlepsze. Dzięki kompletnemu zestawowi przełomowych rozwiązań, aparaty słuchowe klasy pierwszej idealnie sprawdzą się nawet w najbardziej wymagających warunkach akustycznych, zapewniając niezrównane możliwości słyszenia.

Klasa biznes

Wszystkie klasy to idealna równowaga między możliwościami i ceną. Imponująca liczba funkcji zapewnia lepsze rozumienie mowy w większości sytuacji akustycznych, także przy znacznym hałasie otoczenia, jak np. w restauracji.

Klasa ekonomiczna

Aparaty słuchowe klasy ekonomicznej są idealne dla osób oczekujących nowoczesnych technologii w przystępnej cenie. Wykorzystane funkcje zaspokoją oczekiwania w codziennych sytuacjach przy średnim poziomie hałasu, np. podczas rozmowy telefonicznej w miejscu publicznym.

Klasa podstawowa

Produkty klasy podstawowej to przystępne cenowo i efektywne rozwiązania sprawdzające się podczas codziennych aktywności, głównie w cichym otoczeniu lub przy minimalnym poziomie hałasu otoczenia, np. podczas rozmowy z jedną osobą.

**Wybierz tak, by cieszyć się
lepszym słyszeniem, które idealnie
pasuje do Twojego stylu życia!**

Następna wizyta

Data

Czas

To jest Twój spis rozwiązań.
Przynies go ze sobą na wizytę u protetyka słuchu.
Dodaj swoje własne notatki.

Twój protetyk słuchu: