











Bezprzewodowe akcesoria do aparatów słuchowych Phonak Venture/Belong

		DECT II	EasyCall II	ComPilot II	ComPilot Air II	PilotOne II	Aplikacja RemoteControl	Stacja bazowa TVLink II	Zestaw do TV i muzyki	Zestaw do rozmawiania	RemoteMic
Zastosowanie											
Rozmowy telefoniczne	Telefon stacjonarny	•									
	1 telefon komórkowy		•	•	•				•	•	
	Kilka telefonów komórkowych			•	•				•	•	
	VoIP (Skype)/telefon w pracy			•③	•③				•③	•③	
Rozmowa z odległości	Spokojne sytuacje									•	•②
	Hałas									○④	○④
Przekaz strumieniowy	TV/Muzyka do 3h dziennie			•	•①			•②	•	•①	
	TV/Muzyka więcej niż 3h dziennie			•①				•②	•		
Zdalne sterowanie				•	•	•	•②		•	•	

Informacje dodatkowe

Łączność / obsługiwane wejścia	Bluetooth		•	•	•				•	•	
	Eurozłącze (Roger/FM)			•					•		
	3.5 mm audio			•				•	•		
	Cyfrowe optyczne/koaxialne							•	•		

Rozwiązania do rozmów telefonicznych

Phonak DECT II	Idealnie sprawdza się w domu i małym biurze, zainstalowany na stałe.
Phonak EasyCall II	Zawsze z tym samym telefonem komórkowym.
Phonak ComPilot II i ComPilot Air II	a) Równoległe korzystanie z 2 telefonów komórkowych lub przełączanie pomiędzy nimi. b) Jako zestaw głośnomówiący, podczas jazdy samochodem.

Rozwiązania do przekazu strumieniowego

ComPilot II	Do przekazu strumieniowego przez dłuższy czas w ciągu dnia, podczas oglądania telewizji i słuchania muzyki.
ComPilot Air II	Do przekazu strumieniowego nie dłuższego niż 4 godziny dziennie, okazjonalne oglądanie telewizji, głównie do rozmów telefonicznych.

Rozwiązania do rozmowy z odległości

Phonak RemoteMic	Do słuchania osoby mówiącej z odległości w spokojnych sytuacjach.
Urządzenia Phonak Roger	Do słuchania rozmowy z odległości w głośnych sytuacjach.














① do oglądania telewizji wymagany jest TVLink II

② wymagane jest urządzenie do przekazu strumieniowego (Phonak ComPilot II lub ComPilot Air II)

③ wymagany jest adapter USB (076-0856) lub adapter do telefonu (076-0031)

④ do rozmów z dystansu w hałasie zalecamy urządzenia Roger

Kompatybilność bezprzewodowych akcesoriów

		Generacja aparatów słuchowych								
		Phonak Venture/Belong – kompatybilność					Phonak Quest/Spice – kompatybilność			
		PilotOne II	ComPilot II	ComPilot Air II	DECT II	EasyCall II	EasyCall	PilotOne	ComPilot	DECT CP1
										
Urządzenia do przekazu strumieniowego	TVLink S 		•	Przekaz strumieniowy OK, nie pasuje gniazdo do ładowania					•	
	TVLink II 		•	•					•	
	RemoteMic 		•	•					•	
	Aplikacja RemoteControl 	②	•	•						

① Obudowy dedykowane EasyCall do sprawdzenia na stronie <http://www.phonak.com/easycall>

② Aplikacja RemoteControl działa na systemach Apple iOS7 lub Android 4.0 i nowszych.