

# Phonak CROS

## Informacja o produkcie

## Produkty Phonak CROS

	Nadajnik CROS	Model	Uniwersalny element podtrzymujący Phonak CROS	Element podtrzymujący CROS SlimeTube	Wkładka Phonak CROS Tip
Nadajnik zewnętrzny	Phonak CROS H20* (13)	BTE			
	Phonak CROS (312)	BTE			
Nadajnik wewnętrzny	Phonak CROS 13	FS HS ITC			
	Phonak CROS 312	FS HS ITC			

\* Stopień ochrony IP67. Taki stopień oznacza, że aparat nie został uszkodzony do stanu wymagającego naprawy po 8 godzinach w zapyłonym pomieszczeniu ani po zanurzeniu w wodzie na głębokość 1 metra przez 30 minut. Dostępny tylko w modelu Phonak CROS H20.

### Life is on

Jesteśmy wrażliwi na potrzeby wszystkich ludzi, których dobro zależy od naszej wiedzy, pomysłowości i troski. A dzięki twórczemu pokonywaniu wyzwań technologii wprowadzamy innowacje, pomagające ludziom słyszeć, rozumieć oraz doświadczać całego bogactwa dźwięków, w które obfituje życie.

**Współdziałaj swobodnie. Porozumiewaj się pewnie. Żyj bez ograniczeń.**  
Life is on.



PHPL / Ulotka o produkcie / 2012-06 / MLWP Wydrukowano w Polsce © Phonak AG Wszystkie prawa zastrzeżone

## Accesoria Phonak CROSS



	Phonak ComPilot	Phonak PilotOne	myPilot	Technologia FM
Phonak CROS (312 BTE)	✓	✓	✓	
Phonak CROS H20 (13 BTE)	✓	✓	✓	
Phonak CROS 312 (ITE)	✓	✓	✓	
Phonak CROS 13 (ITE)	✓	✓	✓	
Bezprzewodowy aparat Spice+	✓	✓	✓	✓

Twój protetyk słuchu:



[www.phonak.pl](http://www.phonak.pl)


Rozwiązanie dla osób z jednostronną całkowitą utratą słuchu

**PHONAK** life is on

## Słyszenie ze wszystkich stron

Phonak CROS to rozwiązanie dla osób, które słyszą tylko jednym uchem.

System Phonak CROS przesyła dźwięki z nadajnika umieszczonego po stronie ucha niesłyszającego do aparatu założonego na uchu lepiej słyszącym, zapewniając słyszenie ze wszystkich stron.



### Kiedy drugim uchem słyszysz prawidłowo

CROS



Miniaturowy nadajnik zauszny lub wewnętrzny, umieszczony po stronie ucha niesłyszającego, bezprzewodowo przesyła odebrane dźwięki do odbiornika umieszczonego na uchu prawidłowo słyszającym. Pozwala to usłyszeć bez trudu również dźwięki dochodzące ze strony ucha niesłyszającego.

### Kiedy masz problemy ze słyszeniem także w drugim uchu

BICROS



Miniaturowy nadajnik zauszny lub wewnętrzny, umieszczony po stronie ucha niesłyszającego, bezprzewodowo przesyła odebrane dźwięki do aparatu słuchowego umieszczonego

w drugim uchu. W tym samym czasie aparat słuchowy wzmacnia dźwięki przychodzące do niego bezpośrednio, dzięki czemu zrozumienie i możliwości komunikacji ulegają znacznej poprawie.

### Phonak CROS H2O

Miniaturowy system słuchowy połączony z wodoodpornymi aparatami firmy Phonak sprawdza się podczas wykonywania ulubionych zajęć: czy ćwiczysz, czy jesteś na plaży, nad wodą, złapał cię deszcz lub zapomniałeś zdjąć system przed wejściem pod prysznic.



### Phonak CROS

Najmniejsze i stylowe rozwiązanie bez cech wodoodporności.



### Phonak CROS 13 i CROS 312

Wewnętrzny system Phonak CROS to miniaturowe indywidualnie dopasowywane urządzenie. Różne typy baterii umożliwiają wybór rozwiązania mniejszego lub działającego dłużej.

